

Transfuzní souprava pro vaky a lahve



22 802

ÚČEL POUŽITÍ:

Transfuzní souprava je určena k terapeutickému převodu krve nebo krevních náhrad z lahve nebo vaku do žíly pacienta. Sterilní, pro jednorázové použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Zkontrolujte typové označení soupravy na obalu, neporušenost obalu a zda nedošlo ke spadnutí některého krytu soupravy. Soupravu nepoužívejte, je-li neshoda s typovým označením na obalu, je-li balení poškozeno nebo jsou-li ochranné kryty spadlé.
2. Soupravu vyjměte z obalu.
3. Uzavřete regulační tlačku na hadičce pod kapací komůrkou.
4. Sejměte kryt propichovacího trnu a trn vpíchněte do zátky plastového vaku nebo lahve.
5. Stiskem kapací komůrky naplňte komůrku do poloviny její výšky, otevřete regulační tlačku a odstraňte vzduch z hadičky naplněním celé hadičky.
6. Souprava je připravená k podávání krve nebo krevních náhrad. Postupem daným interním předpisem uživatele (nemocnic)
7. Po ukončení transfuze použitou soupravu uložte do kontejneru určeného pro infekční materiály a spolu s těmito materiály předepsaným způsobem zlikvidujte.

Informace o riziku při opakovaném použití ZP určeného pro 1 použití

Výrobce při opakovaném použití neručí za bezpečnost výrobku.

Po uplynutí data použitelnosti již nepoužívejte.

STERILE|EO: sterilizováno etylenoxidem

Výrobce

Jiangsu Webest Medical
Product Co.,Ltd.
No.5 Yingchun Road, Industrial park 211700 Xuyi, JiangSu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC reprezentant

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80
20537 Hamburg GERMANY

Datum poslední revize 2.12.2021