

DA Sterile sikkerhedslancetter til engangsbrug til kapillær blodprøvetagning
NL Steriele veilighedslancetten voor eenmalig gebruik voor capillaire bloedafname
PL Sterylne, jednorazowe lancety bezpieczne do pobierania próbek krwi wkośniczkowej
CS Sterilní, jednorázové, bezpečné lancety pro odběr vzorků kapilární krve
EL Αποτελουμένα σκαριφιστήρες ασφαλείας μίας χρήσης για δειγματοληψία τριχοειδούς αίματος
UK Стерильні одноразові безпекні панцири для забору зразків капілярної крові
HR Sterilne zaštitne lancete za jednokratnu uporabu za uzimanje uzoraka kapilarne krvi
SR Стерилне сигурносне ланцете за узимање узорка капиларне крви за једнократну употребу
TR Kapiller kılçılı alımı için steril, tek kullanımlık emniyet iğne ucları
RU Стерильные, одноразовые безопасные ланцеты для сбора образцов капиллярной крови




DA Medicinsk udstyr
NL Medisch apparaat
PL Wyrób medyczny
CS Zdravotnický prostředek
EL Ιατρική συσκευή

UK Медичний пристрій
HR Medicinski proizvod
SR Медицинско средство
TR Tibbi cihaz
RU Медицинское устройство

DA Brugsanvisning
NL Instructies voor gebruik
PL Instrukcja użycia
CS Návod k použití
EL Οδηγίες χρήσης

UK Інструкція з використання
HR Upute za uporabu
SR Упутство за употребу
TR Kullanım talimatları
RU Инструкции по использованию

Fremstillet af / Geproduceerd door / Wytwórzona przez / Wyrobiony / Kataloováný eto ažto / Vyrobeník / Proizvoda / Proizveden / Üretici / Proizveden
Hæmolance Plus safety lancet type 420
HTL-STREFA S.A.
 ul. Adamowicza 7
 95-025 Ozorków, Poland
 T: +48 42 270 00 10
 F: +48 42 270 20 00
 E: info@htl-strefa.pl
 www.htl-strefa.com
 Produceret i Polen / Geproduceerd in Polen / Wyprodukowane w Polsce / Wyrobeno w Polsku / Kataloováný eto v Poľskej / Vyrobeno v Poľskej / Proizvedeno v Poľskej / Proizvedeno u Poľskej / Dělalo se v Poľsku
 1. Urkruk
 2. Tryk på knappen
 3. Skær huden



DA

BRUGSANVISNING

- Skru beskyttelseshatten af, og træk den lige ud.
- Tryk Hæmolance Plus® -holderen fast mod punkturstedet og tryk på knappen for at aktivere enheden.
- Tryk forsigtigt gentagne gange i nærheden af punkturstedet for at opnå den nødvendige mængde blod.

WAARSCHUWING:

Må ikke bruges, hvis beskyttelseshatten mangler eller er beskadiget. Rens huden i henhold til gældende sikkerhedsprocedurer. Smid den brugte lancet i en beholder til skarpe genstande for at bortskaffe den i en overordnet sammenhæng med institutionens retningslinjer samt de lokale bestemmelser. Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med enheden, skal indberettes til fabrikanten og de lokale kompetente myndigheder/regeringsorganer, alt efter hvad der er relevant.

CS

NÁVOD K POUŽITÍ

- Održtekrte kroužnicí pohybem ochrannou krytku a vytáhněte ji.
- Přitiskněte lancetu Hæmolance Plus® pevně v místě vpichu a stiskem tláčítka prostředek aktivujte.
- Jemně aplikujte pírušový tlak v blízkosti místa vpichu po získání požadovaného objemu krve.

APOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte, je-li ochranná krytka poškozená nebo chybí. Očistěte místo vpichu dle vašich bezpečnostních postupů. Použijte lancety vhazujte do nádoby na ostrý odpad v souladu s pokyny k zařízení a místními předpisy.

Každý závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto nástrojem, má být oznamen výrobci a příslušnemu místnímu orgánu / kompetentním orgánem státní správy.

HR

UPUTE ZA UPORABU

- Odvignite zaštitni kapicu i skinite je povlačeći je ravno prema gore.
- Tijelo zaštite lancete Hæmolance Plus® čvrsto pritisnite na mjesto uboda i pritisnite gumu da biste je aktivirali.
- Laganо pritišćite područje uz mjesto uboda da biste dobili potreban volumen krvi.

OPREZ:

Nemojte koristiti ako je zaštita kapica oštećena ili je nema. Kožu očistite u skladu s odgovarajućim sigurnosnim postupcima. Uputiđenjem lancetu bacite u spremnik za ostre predmete u skladu sa smjernicama ustanove i lokalnim propisima.

Sve ozbiljne incidente povezane s proizvodom prijavite proizvođaču i lokalnim nadležnim tijelima ili državnim agencijama, ovisno o tome što je primjenjivo.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Открепите защитный колпачок и снимите его без перекосов.
- Сильно прижмите корпус Hæmolance Plus® к месту прокола и нажмите кнопку, чтобы активировать устройство.
- Осторожно надавите несколько раз рядом с местом прокола, чтобы получить достаточный объем крови.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте, если поврежден или отсутствует защитный колпачок. Очистите кожу в соответствии с правилами безопасности. Утилизируйте использованный ланцет в контейнер для острых отходов в соответствии с правилами лечебного заведения и местными нормативами. Обо всех серьезных инцидентах, произошедших с устройством, необходимо сообщить производителю и соответствующим местным компетентным органам / государственным структурам.

DA Referent henet fra ISO 15223 - medicinsk udstyr - symboler, der skal anvendes med enkelte til medicinsk udstyr, mærkning og oplysninger, der skal leveres. **NL** Referenties uit ISO 15223 Medische hulpmiddelen – Symbolen voor gebruik met etiketten van medische apparaten, etikettering en te verstrekken informatie. **PL** Wysokość normy ISO 15223 Medyczne przyrządy – Symbole do stosowania z etykietami medycznymi, etykietowanie i informacje do dostarczenia. **CS** Reference zadané podľa normy ISO 15223 Zdravotnícky prístroj – Šípky, ktoré sú určené k použitiu s etiketami zdravotníckych prístrojov. **EL** Σημείωση ανάρτησης με την παρόμιο πρότυπο της ISO 15223 λαρυγγοστρομόνα πρότυπο – Ετικέτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες, τη ετικέτα και τα πλακάτ που παρέχονται με τα απεργολακτικά πρότυπα. **UK** Задокументовано на стандарті ISO 15223 «Медичні пристрої». Символи, що мають використовуватися на етикетках медичних пристрій, маркування та інформація, що має надаватися. **HR** Reference iz norme ISO 15223 Medicinski prizvodi – Simboli za upotrebu u označenju medicinskih prizvoda i informacijama o medicinskim prizvoda. **SR** Referenca dodjeljena na osnovu standartizacije za medicinske pristroje ISO 15223 – Simboli koji se koriste za označavanje medicinskih pristroja, označevanje pakovanja i informacija koja treba da se dostigne. **TR** Tibbi cihazlarla ilgili ISO 15223 standartından referans alınmıştır. Tibbi cihaz etiketleri, etiketleme ve bilgilendirme için kullanımak simboller sağlanacaktır. **RU** Справочные материалы согласованы с ISO 15223, медицинские изделия – символы, применяемые при маркировке на медицинских этикетках, этикетке и сопроводительной документацией.

DA	NL	PL	CS	EL	UK	HR	SR	TR	RU
Symbolforklaring:	Overzicht van symbolen:	Glossarius symboli:	Glossár symbolů:	Γλωσσαρίου συμβόλων:	Glossary of symbols:	Pojmovník symbolů:	Pojmovník simbola:	Semboller Sözlüğü:	Глоссарий символов:
LOT	Partinummer	Partijnummer	Numer serii	Číslo řáže	Ariθμός παρτίδας	Nomer partii	Broj serije	Broj partijuje	Lot numarası
	Producent	Fabrikant	Wytwarzca	Výrobce	Kataloováný	Výrobnič	Proizvodač	Производч	İzgotoviteli
	Sidste anvendelsesdato	Te gebruiken voor	Užý do	Použít do	Hmeporučila žádencí	Términ využití	Upotrebijte do datuma	Upotrebivo do	Sрок годности
	Katalognummer	Catalogusnummer	Numer katalogowy	Katalogové číslo	Kódikos katalógu	Númer catalògic	Kataloški broj	Kataloşki broj	Nomer по каталогу
	Engangsbrug	Eenmalig gebruik	Jednorázové užívání	Jednorázové použití	Mías hrôjsč	Odnorazové využití	Za jednokratnou uporabu	Tek kullanımlı	Zapret na повторное применение
	Se brugsanvisningen	Raadplege de instructies voor gebruik	Zajrzyj do instrukcji używania	Przeczytaj się na wózku k pouszti	Σμιγουλεύτε τις οδηγίες χρήσης	Zeverňte do instrukcij zí začtosušania	Pogledajte upute za uporabu	Kullanım talimatlarına başvurun	Обратитесь к инструкциям при применении
	Forsiktig	Waarschuwing	Ostrzeżenie	Upozornění	Προσοχή	Попередження	Oprez	Opres	Осторожно! Обратите внимание!
	Medicinsk udstyr	Medisch apparaat	Wyrób medyczny	Zdravotnický prostředek	Iatrický súsek	Медичний пристрій	Medicinski proizvod	Медицинское устройство	Медицинское устройство
	Unik udstyridentifikation	Uniek apparaat-ID	Unikalny identyfikator urządzenia	Jedinečný identifikátor zařízení	Apotekeřitelný taktočípový teknologický prístroj (UDI)	Únicoční identifikátor prístroja	Jedinstveni identi kator proizvoda	Jedinečný identifikátor zařízení	Уникальный идентификатор устройства
	Forklaring af andre symboler:	Uitleg van andere symbolen:	Objašnjenia pozostałych symboli:	Popis dalsich symboli:	Επεξηγηση alluvom symbolum:	Пояснення інших символів:	Oblaženje drugih simbola:	Објаснение других символов:	Объяснение других символов:
	CE-mærke	CE-markering	Oznakowanie CE	Označení CE	Σήμανση CE	Позначка CE	Oznaka CE	CE işareti	Маркировка CE
	Genanvendeligt emballagemateriale	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	Opakowanie nadające się do recyklingu	Recyklovateľný obal	Anakuklášomu úľniko súsek	Пакуващими материалом, шо пакуващи вторични	Ambalažni materialj, koga je moguce reciklirati	Materijal pakovanja, može da se reciklira	Перерабатываемый упаковочный материал