

Mepilex® Border Flex

Extra přizpůsobivé pěnové krytí s vlastní Flex technologií

Vysoce prodyšný krycí film

- Velká schopnost odvodu vodních par umožňuje delší čas nošení⁴
- Systém Exudate Progress Monitor umožňuje sledovat a zaznamenávat průběh a stav exsudátu⁵
- Krycí film umožňuje kontrolovat barvu a konzistenci exsudátu
- Funguje jako bariéra proti bakteriím^{6,7,8,9}
- Voděodolný. Umožňuje sprchování¹⁰

Retenční vrstva

- Efektivně zvládá normální i hustý, viskózní exsudát^{4,11}
- Zachycuje bakterie obsažené v exsudátu¹²
- Přispívá k lepšímu odvodu vodních par¹¹

Zachycuje bakterie

5-vrstvá konstrukce krytí Mepilex Border Flex funguje tak, aby absorbovala a rozvedla exsudát, zachytila bakterie v něm obsažené a zamezila jejich návratu zpět do lůžka rány, a to i pod kompresi¹².

Flex technologie - inovace, na které záleží

Unikátní Flex technologie umožňuje větší flexibilitu krytí do všech stran, díky patentovaným průřezům ve tvaru Y v retenční a rozvodné vrstvě. Díky tomu se můžete spolehnout, že Mepilex® Border Flex zůstane vždy na svém místě - a po delší dobu než ostatní srovnávaná krytí^{1,2,3}. Vylepšená pětivrstvá konstrukce se dobře přizpůsobí tělu - dokonce i v obtížně dostupných lokalitách - a nebrání v každodenních běžných pohybech.

Rozvodná vrstva

- Rozvádí exsudát po celé šířce krytí a zajišťuje maximální odvod exsudátu do retenční vrstvy¹³

Pěnová vrstva

- Absorbuje exsudát a odvádí jej do dalších vrstev⁴

Vrstva Safetac®

- Méně bolestivé převazy¹⁴ a snížení rizika macerace^{15,16}
- Jednoduché použití. Můžete jej vyměnit bez rizika poškození kůže.^{15,16}
- Safetac také chrání nově vytvořenou pokožku. Umožňuje tak rány se nerušeně hojit.^{15,16,17}

Safetac®
TECHNOLOGY

- Flex technologie poskytuje vynikající flexibilitu¹⁸ a přizpůsobivost a předchází předčasnému odlepení¹
- Prokazatelně zvládá více exsudátu než ostatní pěnová krytí⁴
- Snižuje tlak na pokožku až o 70% ve srovnání s Allevyn® Life¹⁹
- Testy ukazují, že Mepilex Border Flex lépe zachycuje bakterie obsažené v exsudátu než Sorbact® Foam Gentle Border¹²
- Systém Exudate Progress Monitor umožňuje sledovat a zaznamenávat stav exsudátu⁵, což napomáhá k efektivnějšímu používání krytí a eliminuje předčasné výměny
- Vhodný na širokou škálu chronických a akutních ran²⁰

Mepilex® Border Flex

Mölnlycke®

Mepilex® Border Flex

Přizpůsobivý

Mepilex® Border Flex s vlastní technologií Flex je prokazatelně pružnější než srovnatelná pěnová krytí¹⁸. Takže se snadno přizpůsobí pohybům těla a je vysoce komfortní^{2,3}. Technologie Safetac® se doplňuje s Flex technologií a společně zajišťují, že krytí zůstává na místě podstatně déle než jiná srovnatelná krytí^{1,3} a zároveň snižují bolest a trauma^{15,16}. Pacienti tak nejsou omezeni v každodenních aktivitách^{2,3}. Prodloužení doby mezi nutnými převazy má také pozitivní vliv na snížení celkových nákladů na hojení a napomáhá rovněž předcházet plýtvání.

Vynikající management exsudátu

Mepilex Border Flex má prokazatelně lepší schopnost managementu exsudátu než jiná srovnávaná krytí⁴. Dokáže také zvládnout jak normální tak i hustý viskózní exsudát^{4,11}. Disponuje vysokou mírou odvodu vodních par (MVTR)⁴. To všechno prodlužuje dobu, kdy je krytí na ráně^{2,3} a umožňuje plnou kontrolu stavu exsudátu.

Jak používat Mepilex Border Flex



Nový patentovaný třídičný systém umožňuje snadné použití Mepilexu Border Flex. Takže můžete krytí umístit přesně a bezpečně a vyhnout se tvorbě záhybů a rolování okrajů nebo opakované aplikaci²¹. To může ušetřit čas a předejít zbytečnému plýtvání.

Mepilex Border Flex (sterilní balení)

Číslo výrobku	Preskripční kód	Velikost (cm)	Ks v balení	Ks v kartonu
595200	5009761	7,5 x 7,5	5	50
595211		7,5 x 7,5	10	60
595300	5009762	10 x 10	5	50
595311		10 x 10	10	70
595000	5012775	12,5 x 12,5	5	50
595011		12,5 x 12,5	10	80
595400	5009849	15 x 15	5	50
595411		15 x 15	10	100

Oblasti použití

Mepilex Border Flex můžete používat k léčbě široké škály chronických a akutních ran²⁰ jako jsou vředy na diabetické noze, bérkové vředy, dekubity*, natržené kůže a traumatické rány. Přizpůsobivý design krytí udržuje optimální vlhké prostředí^{15,16}. K dispozici v několika velikostech.

*Kde je využito polohování a odlehčování.

Poznámka

V případě klinických známek infekce je další použití Mepilexu Border Flex možné, pokud je zároveň zahájena léčba infekce.

Číslo výrobku	Preskripční kód	Velikost (cm)	Ks v balení	Ks v kartonu
595600	5009857	15 x 20	5	50
595611		15 x 20	10	120
595800	5014553	10 x 20	10	30
595900	5015098	10 x 30	10	40
583500	5009758	7,8 x 10 (ovál)	5	50
583300	5010048	13 x 16 (ovál)	5	35
583400	5010052	15 x 19 (ovál)	5	45



Reference: 1. Alten. Comparison of Mepilex Border Flex dressing and Mepilex Border dressing in wet condition. Report no. PD-530246. 18 January 2017. Data on file. 2. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound dressings on the knees. Report no. PD-535012. 22 August 2016. Data on file. 3. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound dressings on the elbows. Report no. PD-535013. 22 August 2016. Data on file. 4. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex - Fluid handling capacity. Report no. PD-527642. Data on file. 5. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex- Estimation of spreading area using dot pattern on backing film. Report no. PD-528872. Data on file. 6. Nelson Laboratories (Salt Lake City, UT, USA). Viral penetration ASTM Methods F 1671. Report no. 322509. Data on file. 7. Molnlycke Health Care. Wet penetration. Report no. 2002-0423-001. Data on file. 8. Molnlycke Health Care. Tests of Mepilex Lite laminate. Report no. 20071123-004. Data on file. 9. Nelson Laboratories (Salt Lake City, UT, USA). Viral penetration ASTM Methods F 1671. Report no. 413098. Data on file. 10. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex - Waterproofness. Report no. PD-532095. Data on file. 11. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex - Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Data on file. 12. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex- Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Data on file. 13. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex - Spreading layer spreads fluid evenly across the surface. Report no. PD-528874. Data on file. 14. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 15. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing 2 foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 16. Meaume, S., Van De Looverbosch, D., Heyman, H., Romanelli, M., Ciangherotti, A., Charpin, S. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-52. 17. Rippon, M., Davies, P., White, R., Taking the trauma out of wound care: the importance of undisturbed healing. Journal of Wound Care 2012; 21 (8): 359-368. 18. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex - Conformability Report no. PD-528870. Data on file. 19. Alten. Comparison of Mepilex Border Flex dressing and Allevyn Life dressing in wet condition. Report no. PD-529747. 2 May 2017. Data on file. 20. Mepilex Border Flex Instructions for Use. Data on file. 21. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex - 3 parts release liner. Report no. PD-530091. Data on file.

Více najdete na www.molnlycke.cz

Molnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha3. Tel.: +420221890511. Molnlycke Health Care, Mepilex Border Flex a Safetac jsou registrované ochranné známky jedné či více společností skupiny Molnlycke Health Care Group. © 2023 Molnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena CZWC0401121

Allevyn je registrovaná ochranná známka společnosti Smith & Nephew, Inc. | Sorbact je registrovaná ochranná známka společnosti ABIGO Medical AB.

