

schülke →

desprej® sensitive



dezinfekce
dezinfekcia
dezinfekcja

Rychlá dezinfekce a čištění
povrchů zdravotnických
prostředků

Rýchla dezinfekcia a čistenie
povrchov zdravotníckych
pomôcok

Szybka dezynfekcja i mycie
powierzchni wyrobów
medycznych

CZ desprej® sensitive

● **Účinné látky:** N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 0,02% (0,2 /kg) ES 219-145-8, Poly(hexametylenbiguanid) hydrochlorid 0,05% (0,5 g/kg) CAS 27083-27-8, Didecylmethylamoniuchlorid 0,05% (0,5g/kg) ES 230-525-2. ● **Další složky:** parfém ● **Návod na použití:** desprej® sensitive se používá neředěný. Předem odstraní hrubé nečistoty. Aplikuje přípravek postikem tak, aby byl povrch dobře smeten. Mechanicky rozetřete pomocí čisté suché utěrky a po uplynutí doby expozice setřete přebytečnou dezinfekci jednorázovou utěrkou. Při ošetřování zdravotnických prostředků dbejte pokynů výrobce. Vhodný na senzitivní materiály (např. plexisklá, lakované povrchy, atd.). Nepoužívejte přípravek na materiály ze silikonu, farebných kovů (meď, mosaz, hliník, zinek), gumy, měkčeného PVC a polyamidu. Není určen pro dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. ● **UPOZORNĚNÍ: Určeno pro profesionální trh. H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. ● **První pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhleďte lékařskou pomoc.** ● **Při požití** vypláchněte ústa pitnou vodou, vypijte 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávejte zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem hláste výrobci a příslušnému místnímu orgánu. ● **Skladování:** Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech, v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech, mimo přímé sluneční záření. ● **Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu:** Odpad předat k odstranění specializované firmě. Obal po důkladném vypláchnutí předat k recyklaci. ● **Spotřebujte do data uvedeného na obalu.**

Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81 Bohumín, Česká republika tel.: +420 558 320 260, www.schulke.cz

UFI: 4RGF-YMUE-Q00F-1T67



SK desprej® sensitive

● **Účinné látky:** N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 0,02% (0,2 g/kg) ES 219-145-8, poly(hexametylenbiguanid), hydrochlorid 0,05% (0,5 g/kg) CAS 27083-27-8, didecylmethylamoniuchlorid 0,05% (0,5g/kg) ES 230-525-2. ● **Dalšie zložky:** parfóm ● **Návod na použitie:** desprej® sensitive sa neriedí je pripravený na priame použitie. Z povrchov vopred odstráňte hrubé nečistoty. Prípravok aplikujte postekom tak, aby bol povrch dobre zmačkaný. Mechanicky rozotrite pomocou čistej suchej utierky a po uplynutí doby expozície zbytk dezinfekcie z povrchu utrite čistou utierkou. Pri ošetrovaní zdravotníckych pomôcok dbajte na pokyny výrobcu. Vhodný na senzitívne materiály (napr. plexisklá, lakované povrchy, atď.). Nepoužívajte prípravok na materiály zo silikonu, farebných kovov (meď, zinok, mosadz, hliník), gumy, mäkkého PVC a polyamidu. Nie je určený na dezinfekciu invazívnych zdravotníckych pomôcok. ● **UPOZORNENIE: Len na profesionálne použitie. H412** Škodlivý pre vodné organismy, s dlhodobými účinkami. P273 Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. ● **Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí** okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. ● **V prípade požitia** vypláchnuť ústa pitnou vodou, vypíť 0,5 litra chladnej pitnej vody, nevyvolávať zvracanie, zosťriť rýchlo lekárska pomoc. ● **Pokyny na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu:** Odpad odovzdať na odstránenie špecializovanej firme. Obal po dôkladnom vypláchnutí odovzdať na recykláciu. Zákaz opakovaného použitia obalu. ● **Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.** ● **Distribútor v SR:** Schulke SK, s.r.o., Moštenická 3, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, tel.: +421 465 494 587, IČO 48001708, www.schulke.sk

Spektrum účinnosti: bakteriální, levcocidní, virocidní (BVDV/Vaccinia, MVA), mykobakteriální Spektrum účinnosti: bakteriálny, účinný na kvasinky, vinnocidný (BVDV/Vaccinia, MVA), mykobakteriálny Spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, wirusobójczy (BVDV/Vaccinia, MVA), prątkobójczy

Účinnost / Účinnosť / Skuteczność	Normy	
	EN 13727+A1	1 min
Bakteriální / Bakteriálny / Bakteriobójczy	EN 13697	1 min
	EN 16615	5 min
	EN 13624	5 min
Levcurocidní / Účinný na kvasinky / Drożdżobójczy (C. albicans)	EN 16615	15 min
	EN 13697	15 min
Virucidní / Virucidny / Wirusobójczy (BVDV)	DVV/ RRI	1 min
Virucidní / Virucidny / Wirusobójczy (Vaccinia)	DVV/ RRI	5 min
Virucidní / Virucidny / Wirusobójczy (MVA)	EN 14476+A1	5 min
Mykobakteriální / Mykobakteriálny / Prątkobójczy (M. Avium, M. terrae)	EN 14348	1 min

PL desprej® sensitive

● **Substancje czynne:** N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropano-1,3-diamina 0,02% (0,2 g/kg) WE: 219-145-8, Poli(hexametylen biguanid) (mnohochlorowodnych monomer: 1,5-bis(trimetylenylo) guanidyniowy) 0,05% (0,5 g/kg) CAS 27083-27-8, Chlorek didecyldimetylamoniou 0,05% (0,5g/kg) WE 230-525-2. ● **Inne składniki:** kompozycja zapachowa ● **Sposób użycia:** Preparat należy stosować w postaci nierozcienionej. Przed dezynfekcją należy usunąć widoczne zanieczyszczenia. Produkt należy stosować poprzez spryskiwanie tak, aby powierzchnia wyrobów była w całości zwilżona. Po aplikacji w przypadku konieczności produkt należy rozszerzać po powierzchni za pomocą suchej, czystej ściereczki. Pozostawić do działania na czas określony w tabeli skuteczności. Po upływie czasu kontaktu nadmiar produktu należy usunąć za pomocą ręcznika jednorazowego. Należy się do materiałów wyrobliwych (takich jak pleksi, powierzchnie lakierowane, et.). Nie należy używać produktu do materiałów wykonanych z silikonu, metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, aluminium, cynk), gumy, miękkiego PVC i poliamidu. Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. Stosując preparat należy przestrzegać wskazań zawartych w instrukcji obsługi wyrobu medycznego. ● **UWAGA:** Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Podczas przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. H412 Działalność uwalniania do środowiska wodnego, powodując długotrwałe skutki. P273 Unikać uwalniania do środowiska. ● **Pierwsza pomoc: W razie kontaktu z oczami** należy niezwłocznie je przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. ● **W przypadku połknięcia** wypłukać usta czystą wodą i wypić 0,5 litra chłodnej wody, nie wywoływać wymiotów, wezwać lekarza. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego. ● **Przechowywanie:** Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach chronionych przed wpływem warunków środowiskowych, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. ● **Temperatura przechowywania:** od +5 do +25 °C. Nie stosować po upływie terminu ważności. ● **Instrukcje do bezpiecznej likwidacji produktu i jego opakowania:** Pozostałości produktu utylizować zgodnie z kartą charakterystyki, lub przesłać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów. Zanieczyszczone opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny. ● **Dystrybutor w PL:** Schulke Polska, Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, Poland, tel.: (022) 116 700, www.schulke.pl



LOT

500 ml



8 595638 103701

Ver: 19102020