Infuzní souprava pro vaky

22 801

CE 0123

ÚČEL POUŽITÍ:

Infuzní souprava pro vaky je určena k terapeutickému podávání infuzních roztoků z plastových vaků působením gravitace. Sterilní, pro jednorázové použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Zkontrolujte typové označení soupravy na obalu, neporušenost obalu a zda nedošlo ke spadnutí některého krytu soupravy. Soupravu nepoužívejte, je-li neshoda s typovým označením na obalu, je-li balení poškozeno nebo jsou-li ochranné kryty spadlé.
2. Soupravu vyjměte z obalu.
3. Uzavřete regulační tlačku na hadičce pod kapací komůrkou.
4. Sejměte kryt propichovacího trnu a trn vpíchněte do zátky plastového vaku s infuzním roztokem. Plastový vak zavěste na stojan.
5. Stiskem kapací komůrky naplňte komůrku do poloviny její výšky, otevřete regulační tlačku a odstraňte vzduch z hadičky naplněním celé hadičky infuzním roztokem.
6. Souprava je připravená k podávání infúze. Postupem daným interním předpisem uživatele (nemocnic) začněte podávat infúzi.
7. Po ukončení infúze použitou soupravu uložte do kontejneru určeného pro infekční materiály a spolu s těmito materiály předepsaným způsobem zlikvidujte.

Informace o riziku při opakovaném použití ZP určeného pro 1 použití
Výrobce při opakovaném použití neručí za bezpečnost výrobku.
Po uplynutí data použitelnosti již nepoužívejte.

STERILE|EO: sterilizováno etylenoxidem

Výrobce
Jiangsu Webest Medical
Product Co.,Ltd.
No.5 Yingchun Road, Industrial park 211700 Xuyi, JiangSu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC reprezentant
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80
20537 Hamburg GERMANY

Datum poslední revize 2.12.2021