

052 VLOŽKY ORTOPEDICKÉ


PRO PODPORU PODÉLNÉ
A PŘÍČNÉ KLENBY NOŽNÍ



**Napomáhají vyrovnávat chodidla
do správného postavení a oddalují
únavu při nadměrné námaze.
Pevnější konstrukce pro lepší stabilitu.**

- ortopedicky tvarované
- podpora podélné a příčné klenby
- vyměkčení v patě tlumí nárazy na patní kost
- podprstová řasa
- přírodní useň na povrchu

Základ vložek tvoří pružný výlisek, který podepírá podélnou klenbu. Příčnou klenbu podepírá srdíčko, které je anatomicky tvarováno pro levou a pravou nohu. Podprstová řasa a měkký polštářek v patě přispívají k pohodlné chůzi. Povrch je překryt jehněčí usní, která zvyšuje komfort a hygienické vlastnosti.



Materiál: jehněčí useň, molitan, latexové výlisky, termoplastický kaučuk

Velikosti: dámská 36 37 38 39 40 41
pánská 41 42 43 44 45 46 47



1 pár