

055 VLOŽKY SKELET ANTIBACTERIAL

ANTIBAKTERIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ
VLOŽKY PRO PODPORU
PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ KLENBY




Výborně sají pot a omezují tvorbu zápachu v obuvi. Napomáhají vyrovnávat chodidla do správného postavení a zvyšují pohodlí při chůzi. Úleva pro unavené a zpoceně nohy.

- ortopedicky tvarované
- podpora podélné a příčné klenby
- pružný plastový skelet pro přirozený pohyb chodidla
- vyměkčení v patě tlumí nárazy na patní kost
- vysoká savost a potlačení tvorby zápachu aktivním uhlíkem

Vložky zmírňují příznaky související s poklesem podélné i příčné klenby, mezi které patří pocit těžkých nohou, zvýšená únavnost a trnutí nohou, nepříjemné bolestivé pocity, otoky, pálení a další. Vložky mohou poskytnout citelnou úlevu nejen nohám, ale také kolennům, kyčlím či záďům. Jejich použití je také vhodné při problémech s vbočeným palcem.

Materiál: 100% polyester, recyklovaná PU pěna s aktivním uhlíkem, polypropylenový výlisek, latexové výlisky


Velikosti: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



PU PĚNA
S AKTIVNÍM
UHLÍKEM

PODPORA
PODÉLNÉ
A PŘÍČNÉ
KLENBY

LATEXOVÝ
TLUMICÍ
POLŠTÁŘEK



1 pár