


# Bezpečnostní i. v. kanyly z polyuretanu


## I KANYLY

- Intravenózní kanyly slouží k zajištění periferního žilního řečiště pro snadnou aplikaci léčiv, krevních derivátů, k odběrům krve, infuzní terapii a diagnostickým účelům.
- Kompatibilní s magnetickou rezonancí.
- Uživatelsky příjemný samočinný bezpečnostní mechanismus.
- Bezpečnostní klip zcela zakrývá ostrý hrot jehly a poskytuje tak spolehlivou ochranu proti poranění.
- Bezpečnostní ochranný klip s hladkými okraji.
- Shodné barevné provedení jehly a bezpečnostního klipu – snadná identifikace.
- Speciálně tvarovaný PUR kanyl pro snadné zavedení a optimální průtok.
- Vyrobeno z biokompatibilních materiálů – možnost prodloužené aplikace do žíly (až 96 hodin).
- Vstup pro injekční stříkačku s uzávěrem pro snadné otevírání a zavírání (jen Polysafety).



## I MANDRÉNY

- Přítomnost mandrénu v kanyle brání vzniku krevní sraženiny a kanyla tak zůstává průchoďná.
- K dispozici ve velikostech 14–22G.
- Snadná identifikace velikosti díky barevnému kódování.
- Včetně Luer Lock.



### Výrobce:

Poly Medicure Limited  
Plot No. 104-105 & 115-116, Sector -59  
HSIIDC Industrial Area, Ballabgarh  
Faridabad-121004 (Haryana), INDIA



## POLYSAFETY

Barva	Velikost (G)	Délka (mm)	Vnější/vnitřní průměr kanyl (mm)	Rychlost průtoku (ml/min)	Promedis kód kanyla/mandrén
Oranžová	14	45	2,0 / 1,740	305	11010. / 13080.
Šedá	16	45	1,7 / 1,370	200	11011. / 13081.
Bílá	17	45	1,5 / 1,130	142	11012. / 13082.
Zelená	18	45	1,3 / 1,000	90	11013. / 13083.
Zelená	18	32	1,3 / 1,000	90	11014. / ---
Růžová	20	32	1,1 / 0,800	56	11015. / 13084.
Růžová	20	25	1,1 / 0,800	56	11019. / ---
Modrá	22	25	0,9 / 0,635	36	11016. / 13085.
Žlutá	24	19	0,7 / 0,495	23	11017. / ---
Fialová	26	19	0,6 / 0,440	17	11018. / ---



## POLYCAN SAFETY

Barva	Velikost (G)	Délka (mm)	Vnější/vnitřní průměr kanyl (mm)	Rychlost průtoku (ml/min)	Promedis kód kanyla/mandrén
Oranžová	14	45	2,0 / 1,740	305	11060. / 13080.
Šedá	16	45	1,7 / 1,370	200	11061. / 13081.
Bílá	17	45	1,5 / 1,130	142	11062. / 13082.
Zelená	18	45	1,3 / 1,000	90	11063. / 13083.
Zelená	18	32	1,3 / 1,000	90	11064. / ---
Růžová	20	32	1,1 / 0,800	56	11065. / 13084.
Růžová	20	25	1,1 / 0,800	56	11070. / ---
Modrá	22	25	0,9 / 0,635	36	11066. / 13085.
Žlutá	24	19	0,7 / 0,495	23	11067. / ---
Fialová	26	19	0,6 / 0,440	17	11068. / ---



## POLYWIN SAFETY

Barva	Velikost (G)	Délka (mm)	Vnější/vnitřní průměr kanyl (mm)	Rychlost průtoku (ml/min)	Promedis kód kanyla/mandrén
Oranžová	14	45	2,0 / 1,740	305	11100. / ---
Šedá	16	45	1,7 / 1,370	200	11101. / ---
Bílá	17	45	1,5 / 1,130	142	11102. / ---
Zelená	18	45	1,3 / 1,000	90	11103. / ---
Zelená	18	32	1,3 / 1,000	90	11104. / ---
Růžová	20	32	1,1 / 0,800	56	11105. / ---
Růžová	20	25	1,1 / 0,800	56	11109. / ---
Modrá	22	25	0,9 / 0,635	36	11106. / ---
Žlutá	24	19	0,7 / 0,495	23	11107. / ---
Fialová	26	19	0,6 / 0,440	17	11108. / ---