

121 GELOVÝ NÁVLEK

PRO OCHRANU PRSTŮ



Chrání před tlakem na bolestivá místa prstů.

- měkký a jemný elastický gel

Nasazuje se na postižený prst, kde chrání před tlakem na bolestivá místa. Svojí mimořádnou přizpůsobivostí optimálně absorbuje tlaky, odstraňuje zbytečné tření a chrání tak prsty proti odřeninám. Je vyroben z pružné bandáže. Uvnitř je umístěno gelové kolečko. Je možno použít z lícové i rubové strany.

Vyrábí se ve 3 průměrech: S (10 mm), M (15 mm), L (20 mm).

Materiál: polymerní gel pro medicínální použití, PE tkanina

Velikosti: S (Ø 10 mm) M (Ø 15 mm) L (Ø 20 mm)



2 kusy