

octenilin® wound irrigation solution**No Change Service!**

Verze 01.03

Datum revize 29.10.2012

Datum vytištění 07.09.2015

1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku**1.1 Identifikátor výrobku**

Obchodní název : octenilin® wound irrigation solution

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : Lékařský nástroj

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce/Dodavatel : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Germany
Telefonní: +4940521000
Fax: +494052100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Distributor v ČR :

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 326
Nový Bohumín
73581 Bohumín
Česká republika
schulkecz@schuelke.com

Odpovědná osoba : Application Department HI
+49 (0)40/ 521 00 544
pab@schuelke.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace : +42 2 2491 9293 or +42 2 2491 5402
Telefonní číslo pro naléhavé situace : +49 (0)40 / 52 100 –0

2. Identifikace nebezpečnosti**2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)**

Tato směs není klasifikována jako nebezpečná podle není při hodnocení podle směrnice 1999/45/ES nebezpečný.

2.2 Prvky označení

V EU spadá tento výrobek pod směrodatné lékařské názvy podle 93/42/EHS. V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

2.3 Další nebezpečnost

Nejsou známa žádná zvláštní rizika

3. Složení/ informace o složkách**3.2 Směsi**

Chemická podstata : Vodný roztok

Poznámky : Žádné nebezpečné příměsi podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

octenilin® wound irrigation solution**No Change Service!**

Verze 01.03

Datum revize 29.10.2012

Datum vytištění 07.09.2015

4. Pokyny pro první pomoc**4.1 Popis první pomoci**

Při styku s očima	: Oči preventivně vypláchněte vodou. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.
Při požití	: Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy	: Symptomatické ošetření.
----------	---------------------------

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření	: Potřebují-li lékaři radu specialisty, je třeba, aby se obrátili na toxikologické informační středisko.
----------	--

5. Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva**

Vhodná hasiva	: Suchý prášek Pěna Sprchový proud vody Oxid uhličitý (CO ₂)
Nevhodná hasiva	: Plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru	: Žádná informace není k dispozici.
--	-------------------------------------

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštních ochranných prostředků pro hasiče	: Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.
---	--

6. Opatření v případě náhodného úniku**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Opatření na ochranu osob	: Není nutno provádět žádná speciální opatření.
--------------------------	---

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí	: Zabraňte vniknutí do podloží.
---	---------------------------------

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

octenilin® wound irrigation solution**No Change Service!**

Verze 01.03

Datum revize 29.10.2012

Datum vytištění 07.09.2015

Čistící metody : Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií).

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 13

7. Zacházení a skladování**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Pokyny pro bezpečné zacházení : při normálním zacházení není požadováno

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu : Není nutno provádět žádná speciální protipožární opatření.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery : Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě.

Další informace o skladovacích podmínkách : Chraňte před přímým slunečním světlem.
Neskladujte při teplotách nad 30°C.

Pokyny pro společné skladování : Neponechávejte v blízkosti potravin a nápojů.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití**||** žádný**8. Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky****8.1 Kontrolní parametry**

žádný

8.2 Omezování expozice**Osobní ochranné prostředky**

Hygienická opatření : Neponechávejte v blízkosti potravin a nápojů.

Ochranná opatření : Není nutno provádět žádná speciální opatření.

Omezování expozice životního prostředí**||** Všeobecné pokyny : Zabraňte vniknutí do podloží.**9. Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Vzhled : kapalný
Barva : bezbarvý
Zápach : bez zápachu

Bod vzplanutí : nepoužitelné

octenilin® wound irrigation solution**No Change Service!**

Verze 01.03

Datum revize 29.10.2012

Datum vytištění 07.09.2015

Hořlavost	: Tento výrobek není hořlavý.
Výbušné vlastnosti	: Nevýbušný
Oxidační vlastnosti	: nepoužitelné
Teplota samovznícení	: nepoužitelné
pH	: cca. 5,4, 20 °C, (nezřaděno)
Bod tání / bod tuhnutí	: cca. 0 °C
Teplota rozkladu	: data neudána
Bod varu/rozmezí bodu varu	: cca. 100 °C
Tlak páry	: cca. 25 hPa, 20 °C, podobný vodě
Hustota	: cca. 1,0 g/cm ³ , 20 °C
Rozpuštěnost ve vodě	: 20 °C, v celém rozsahu
Rozdělovací koeficient: n-octanol/voda	: nepoužitelné
Relativní hustota par	: data neudána
Rychlost odpařování	: data neudána

9.2 Další informace

Není známo.

10. Stálost a reaktivita**10.1 Reaktivita**

|| Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.2 Chemická stabilita

|| Produkt je chemicky stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Za normální situace nelze očekávat.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

|| Neskladujte při teplotách nad 30°C.

10.5 Neslučitelné materiály

|| Nemíchejte s jinými produkty.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu : Za normální situace nelze očekávat.

11. Toxikologické informace**11.1 Informace o toxikologických účincích**

Další informace : O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. Hodnocení bylo provedeno podle výpočtu uvedeného v předpisu k přípravě.

octenilin® wound irrigation solution**No Change Service!**

Verze 01.03

Datum revize 29.10.2012

Datum vytištění 07.09.2015

12. Ekologické informace**12.1 Toxicita**

|| Akutní toxicita pro vodní prostředí : U tohoto výrobku nejsou známy žádné ekotoxikologické účinky.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

|| Biologická odbouratelnost : Metody stanovení biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické látky.

12.3 Bioakumulační potenciál

|| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : nepoužitelné

12.4 Mobilita v půdě

|| Mobilita : data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

|| Hodnocení : Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za hromadící se v organismu nebo toxickou(PBT).

12.6 Jiné nepříznivé účinky

|| Dodatkové ekologické informace : žádný

13. Pokyny pro odstraňování**13.1 Metody nakládání s odpady**

Výrobek : Výrobek zneškodněte podle kódu uvedeného v EWC (Evropský katalog odpadů) č.

Znečištěné obaly : Prázdný obal předejte podniku provádějícímu recyklaci.

Číslo odpadu nepoužitého výrobku : EWC 070601

Číslo odpadu nepoužitého výrobku(Skupina) : Odpadní materiál z výroby, přípravy a použití u tuků, maziv, mýdel, detergentů, desinfekčních prostředků a prostředků osobní ochrany.

14. Informace pro přepravu

|| ADR : Číslo OSN žádný
Příslušný název OSN pro zásilku
-

octenilin® wound irrigation solution

No Change Service!

Verze 01.03

Datum revize 29.10.2012

Datum vytištění 07.09.2015

	Třída/třídy nebezpečnosti		-	
	pro přepravu			
	Obalová skupina		-	
	Nebezpečnost pro životní prostředí		-	
	Klasifikační kód		-	
	Výstražné štítky		-	
	ICAO-Štítky		-	
	IMDG :	Číslo OSN	žádný	
		Příslušný název OSN pro zásilku		
		-		
Třída/třídy nebezpečnosti		-		
pro přepravu				
Obalová skupina		-		
Nebezpečnost pro životní prostředí		-		
	EmS		-	
	IATA :	Číslo OSN	žádný	
		Příslušný název OSN pro zásilku		
		-		
		Třída/třídy nebezpečnosti		-
pro přepravu				
Obalová skupina		-		
Nebezpečnost pro životní prostředí		-		

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

žádný

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Vyňato

15. Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Legislativa o kontrole hlavních nebezpečí úrazů souvisejících s nebezpečnými látkami	: Směrnice 96/82/ES se netýká
Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC)	: žádný, Směrnice 1999/13/ES o omezení emisí těkavých organických látek

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Vyňato

16. Další informace

	Změny proti předchozímu vydání jsou vyznačeny v poznámkách.
--	---

octenilin® wound irrigation solution**No Change Service!**

Verze 01.03

Datum revize 29.10.2012

Datum vytištění 07.09.2015

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.