

137 GELOVÝ FIXÁTOR PRSTU



Jemný textilní proužek se suchým zipem a gelovým vyměkčením.

K pevné fixaci dvou prstů.

- pevná fixace pomocí suchého zipu
- měkký elastický gel nanesený na textilním pásku
- velmi tenká a pohodlná tkanina

Fixováním dvou prstů s jemným gelovým vyměkčením můžete eliminovat otlačky a odřeniny vznikající jejich třením. Lze použít i v případě kladívkového/drápovitého prstu, který se díky fixaci k druhému prstu rovná. Fixováním lze lépe směřovat a napřimovat deformované prsty.



Materiál: polymerní gel pro medicínské použití,
PE tkanina, suchý zip

Velikosti: univerzální



1 kus