

Operační rukavice Ansell

KATALOG PRODUKTŮ

GAMMEX®

Inovace, která chrání

Operační rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěřují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

Latexová bezpudrová operační rukavice nabízející bezkonkurenční kombinaci pohodlí, ochrany a citlivosti

Tyto rukavice jsou zhotoveny s použitím patentovaných forem a materiálů společnosti Ansell. Optimálně padnou na ruku a současně jsou pohodlné při vynikající dotykové citlivosti, takže rukavici vnímáte jako druhou kůži. Tyto rukavice nastavují nejvyšší standardy, které zdravotnickým pracovníkům umožňují nejlepší výkony.

INFORMACE O PRODUKTU	
Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpudrové
Barva	Krémová
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotextrou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY									
Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½
Produktový kód Ansell	330048055	330048060	330048065	330048070	330048075	330048080	330048085	330048090	330048095

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Díky patentovanému materiálu je tato chirurgická rukavice měkká a i přes svou robustnost zachovává citlivost
- Tvarované polštářky na konečcích prstů pro zlepšení citlivosti konečků prstů
- Doplnující procesy čištění zajišťují, že rezidua latexových proteinů a chemických akceleratorů budou nízká, takže se minimalizuje riziko rozvoje alergie typu I na latex a alergie typu IV na chemické látky a rozvoje kožní senzitivity
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky a širokým spektrem chemických látek používaných v nemocnicích*

DOPORUČENY PRO

- Navlékání za vlhka
- Mimořádné pohodlí při dlouhých procedurách
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnější rukavici

POUŽITÉ TECHNOLOGIE			
SUREFIT™ Cuff Roll-down Technology	DERMASHIELD™ Polymer Coating Technology	PEARL™ Protein Leaching Technology	ART™ Advanced Rheology Technology

* Informace o době průniku specifického chemoterapeutika a příslušná doporučení poskytnete na vyžádání zákaznická služba společnosti Ansell.



Latexová operační rukavice z extra silného materiálu, vhodná pro náročné operace, práci s elektrickými nástroji a kontakt s úlomky kostí

Nabízí průměrně o 50 % větší tloušťku kombinovanou s povrchovou úpravou se silnou texturou pro vynikající úchop při manipulaci s nástroji. Je ideální pro vysoce rizikové ortopedické, traumatologické a kardiologické výkony.



INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Hnědá
Tvar	Anatomický tvar se zaoblenými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Textura na prstech a dlaních
Provedení manžety	Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Ortho
Citlivost úchopu	Vysoká
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Ne
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330065060	330065065	330065070	330065075	330065080	330065085	330065090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v krabici; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- V průměru o 50 % tlustší než standardní bezpudivé latexové operační rukavice od společnosti Ansell poskytují vynikající ochranu
- Povrchová úprava se silnou texturou pro vynikající úchop v suchých i vlhkých aplikacích
- Vnitřní potah s použitím technologie DERMASHIELD™ usnadňuje navlékání v suchých i mokřích podmínkách a výměny během operace.

DOPORUČENY PRO

- Všechny chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a srdeční chirurgii
- Navlékání za vlhka
- Lepší úchop v mokřích prostředích

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

Latexová bezpudrová operační rukavice pro vynikající citlivost a obratnost

V průměru o 20 % tenčí než standardní bezpudrové latexové operační rukavice od společnosti Ansell, dokonalá citlivost včetně dotykové citlivosti při manipulaci. Tyto obzvláště měkké rukavice jsou ideální pro mikrochirurgii a jejich hnědá barva snižuje intenzitu prudkého světla operačních lamp při použití zvětšovacích nástrojů.



INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpuďrové
Barva	Hnědá
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Chlorované
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Mikro
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice nebo vnitřní rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330051055	330051060	330051065	330051070	330051075	330051080	330051085	330051090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- V průměru o 20 % tenčí než standardní bezpudrové latexové operační rukavice od společnosti Ansell, vynikající citlivost
- Měkký latexový materiál zlepšuje pohodlí pro optimální podmínky při jemných chirurgických zákrocích
- Hladké s mikrotexturou pro bezpečnou manipulaci s nástroji v suchých i mokrych podmínkách

DOPORUČENY PRO

- Všechny chirurgické zákroky, zejména náročné postupy v oftalmologii, mikrochirurgické zákroky a kardiovaskulární chirurgie
- Vylepšená dotyková citlivost a obratnost, zejména při náročných postupech
- Mimořádné pohodlí při dlouhých procedurách
- Prevence únavy očí

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology

Latexová bezpudrová rukavice pro osobní ochranu poskytující optimální bariérovou ochranu před chemoterapeutiky

Nabízí vynikající odolnost proti průniku cytostatik při manipulaci, podávání nebo ředění chemoterapeutik. Rukavice GAMMEX® Latex Chemo se vyznačují nejen vysokou nepropustností, ale jejich latexový materiál nabízí také nízkou alergenicitu, vynikající pohodlí, pružnost a snadné použití.



INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpuďrové
Barva	Modrá
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330054055	330054060	330054065	330054070	330054075	330054080	330054085	330054090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Testováno při použití s běžnými cytotoxickými látkami za kontrolovaných dynamických podmínek
- Ideální tloušťka pro optimalizaci dotykové citlivosti, obratnosti a ochrany
- Povrchová úprava s mikrotexturou pro bezpečnou manipulaci s nástroji v suchých i mokřých podmínkách
- Rovná manžeta s použitím technologie SUREFIT™, která brání shrnutí manžety

DOPORUČENY PRO

- Použití v kombinaci s chemoterapeutiky

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology

Latexová bezpudrová zelená vnitřní operační rukavice pro nošení dvojích rukavic bez námahy

Tyto latexové rukavice jsou zhotoveny za použití patentované technologie HYDRASOFT™ společnosti Ansell, takže kombinují výhodu barevné vnitřní rukavice a přidávají výhodu udržení vlhkosti a rehydratace pokožky. Kůže zůstává vlhká a vláčná a zachovává si svou přirozenou bariérovou funkci. Vnější povrchová úprava pro nízké tření umožňuje hladké a snadné navlékání.

INFORMACE O PRODUKTU	
Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpudrové
Barva	Zelená
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo s použitím technologie HYDRASOFT™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Mikro
Citlivost úchopu	Nízká
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnitřní rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY								
Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330050055	330050060	330050065	330050070	330050075	330050080	330050085	330050090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Obsahuje glycerol a dimethikon pro udržení vlhkosti a rehydrataci pokožky
- Díky použití jedinečných anatomických forem pomáhá snižovat únavu rukou
- Zeleně zbarvená hladká vnější povrchová úprava s mikrotexturou je ideální pro nošení dvojích rukavic a snadnou identifikaci poškození rukavice
- Vnitřní potah s použitím technologie DERMASHIELD™ s obsaženou zvlhčující látkou usnadňuje navlékání v suchých i mokřích podmínkách a výměny během operace

DOPORUČENY PRO

- Všechny chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a srdeční chirurgii
- Navlékání za vlhka
- Snadná identifikace poškození rukavice
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnitřní rukavici

POUŽITÉ TECHNOLOGIE				
SUREFIT™ Cuff Roll-down Technology	DERMASHIELD™ Polymer Coating Technology	PEARL™ Protein Leaching Technology	ART™ Advanced Rheology Technology	HYDRASOFT™ Moisturizing Technology





Latexová pudrovaná operační rukavice poskytující pohodlí a bariérovou ochranu

Tato pudrovaná rukavice představuje standard ve své třídě. Jedná se o spolehlivou chirurgickou rukavici s povrchovou úpravou s texturou, která usnadňuje uchopení nástrojů v suchých i mokřých podmínkách.

INFORMACE O PRODUKTU	
Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Pudrované
Barva	Krémová
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotextrou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY								
Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330047055	330047060	330047065	330047070	330047075	330047080	330047085	330047090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Používá exkluzivní materiál společnosti Ansell ke zhotovení silných spolehlivých rukavic
- Povrchová úprava s texturou zajišťuje bezpečný úchop pro manipulaci s nástroji v suchých i mokřých podmínkách
- Vyrobeno s použitím jedinečných anatomických forem společnosti Ansell pro zlepšení pohodlí a padnutí na ruku, což pomáhá snižovat únavu rukou
- Pudrované pro snadné navlékání

POUŽITÉ TECHNOLOGIE		
SUREFIT™ Cuff Roll-down Technology	PEARL™ Protein Leaching Technology	ART™ Advanced Rheology Technology

Neoprenová operační rukavice bez chemických akceleratorů pro lepší ochranu před alergiemi

Tato rukavice byla vyrobena s využitím přelomové technologie jako vůbec první operační rukavice na trhu neobsahující akceleratory, takže nabízí řešení zákazníkům trpícím alergií na latex typu I nebo alergiemi na chemické látky typu IV či vyšší citlivostí pokožky, která se vyskytuje poměrně často.



INFORMACE O PRODUKTU	
Materiál	Neopren (polychloropren)
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Zelená
Tvar	Anatomický tvar se zakřivenými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Polymerový povlak s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Latex (typ I), chemické látky (typ IV)
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice nebo vnitřní rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 a schváleno US FDA

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY								
Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neobsahují latex ani chemické akceleratory, což eliminuje riziko alergie na latex typu I a minimalizuje alergie na chemické látky typu IV a reakce citlivé pokožky
- Prodloužená manžeta pro lepší ochranu
- Neklouzavá hladká vnější povrchová úprava pro pevný úchop a lepší manipulaci s nástroji
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky a širokým spektrem chemických látek používaných v nemocnicích

DOPORUČENY PRO

- Navlékání na vlhké ruce
- Ochrana před alergií na latex typu I a minimalizace alergií na chemické látky typu IV u zdravotníků i pacientů
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky

POUŽITÉ TECHNOLOGIE			
SUREFIT™ Cuff Roll-down Technology	DERMASHIELD™ Polymer Coating Technology	PEARL™ Protein Leaching Technology	ART™ Advanced Rheology Technology

Neoprenová operační rukavice bez chemických akceleratorů pro nejlepší kombinaci citlivosti a odolnosti

Díky unikátní technologii SENSOPRENE™ je tato rukavice až o 30 % tenčí než běžné operační neoprenové rukavice Ansell, což jí dodává nepřekonatelnou citlivost úchopu. Velmi pevný materiál zároveň zajišťuje vysokou odolnost při chirurgických zákrocích. Hladká povrchová úprava s mikrotexturou zaručuje vynikající kontrolu úchopu.



INFORMACE O PRODUKTU	
Materiál	Neopren (polychloropren)
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Krémová
Tvar	Anatomický tvar se zakřivenými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Polymerový povlak s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Mikro
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Latex (typ I), chemické látky (typ IV)
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 a schváleno US FDA

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY								
Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	
Balení	50 párů v boxu; 4 boxů v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neobsahují latex ani chemické akcelérátory, což eliminuje riziko alergie na latex typu I a minimalizuje alergie na chemické látky typu IV a reakce citlivé pokožky
- Technologie SENSOPRENE™, díky níž je rukavice tenčí a zároveň pevnější, což zajišťuje vyšší pohodlí i odolnost
- V průměru až o 30 % tenčí než běžné chirurgické neoprenové rukavice Ansell pro vyšší citlivost úchopu a lepší obratnost
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky a širokým spektrem chemických látek používaných v nemocnicích*

DOPORUČENY PRO

- Veškeré operace, zejména náročné postupy v oftalmologii, mikrochirurgické zákroky a kardiovaskulární chirurgie
- Ochrana před alergií na latex typu I a minimalizace alergií na chemické látky typu IV u zdravotníků i pacientů
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky
- Slouží jako vnější rukavice při použití dvojích rukavic

POUŽITÉ TECHNOLOGIE				
SUREFIT™ Cuff Roll-down Technology	DERMASHIELD™ Polymer Coating Technology	PEARL™ Protein Leaching Technology	ART™ Advanced Rheology Technology	HYDRASOFT™ Moisturizing Technology

* Informace o konkrétní době proniknutí a doporučeních ohledně chemoterapeutik obdržíte na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Ansell.

Operační rukavice ze směsi polyizoprenu a neoprenu nabízí mimořádné pohodlí a vynikající odolnost

Technologie HYBRID™ vyvinutá společností Ansell, jež čeká na schválení patentu, v sobě spojuje pohodlí při nošení podobné latexu, které zajišťuje polyizopren (PI), a pevnost a odolnost neoprenu; díky tomu poskytují tyto chirurgické rukavice neobsahující latex mimořádnou ochranu.

INFORMACE O PRODUKTU	
Materiál	PI (polyizopren), neopren (polychloropren)
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Krémová
Tvar	Anatomický tvar se zakřivenými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Polymerový povlak s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotextrou
Provedení manžety	Zesílená s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Latex (typ I)
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s normou ASTM D6978 (není registrováno v US FDA 510K)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY								
Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	340063055	340063060	340063065	340063070	340063075	340063080	340063085	340063090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Směs polyizoprenu a neoprenu zajišťuje vysokou kvalitu rukavice, která spojuje pohodlí podobné latexu a zároveň vysokou odolnost
- Přirozeně padnoucí poloprůsvitná rukavice, ideální k použití jako vnější rukavice při použití dvojích rukavic spolu s barevnou spodní rukavicí umožňující rychlé a snadné zjištění poškození během operace
- Neobsahuje latex ani difenylguanidine (DPG-Free) a neobsahuje cetylpyridiniumchlorid (CPC-free), čímž eliminuje riziko alergie na latex typu I a minimalizuje riziko alergií a přecitlivělosti na chemické látky typu IV

DOPORUČENY PRO

- Snadné zjištění poškození rukavice
- Ochrana před alergií na latex typu I u zdravotníků i pacientů
- Slouží jako vnější rukavice při použití dvojích rukavic

POUŽITÉ TECHNOLOGIE				
SUREFIT™ Cuff Roll-down Technology	DERMASHIELD™ Polymer Coating Technology	PEARL™ Protein Leaching Technology	ART™ Advanced Rheology Technology	HYDRASOFT™ Moisturizing Technology

Latexová bezpudrová operační rukavice s patentovaným antimikrobiálním vnitřním potahem

Patentově chráněná technologie AMT™ Technology společnosti Ansell umožňuje aplikaci chlorhexidin–glukonátu (CHG) na rukavici, přičemž nabízí rychlý antivirový a antibakteriální účinek. Tato rukavice potlačuje růst bakterií na rukou zdravotnického pracovníka a poskytuje ochranu i tehdy, dojde-li k nezjištěnému porušení rukavice, takže se snižuje riziko infekce operačního pole.¹

INFORMACE O PRODUKTU	
Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpuďrové
Barva	Krémová
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Antimikrobiální potah
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotextrou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice nebo vnitřní rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY								
Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	353441	353442	353443	353444	353445	353446	353447	353448

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	
Balení	25 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 100 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky

1. Potlačení bakteriální flóry na ruce chirurga během chirurgických zákroků s použitím nové antimikrobiální chirurgické rukavice. Assadian O, Kramer A, Ouniel K, Suchomel M, McLaws ML, Rottman M, Leaper D, Assadian A. Surg Infect. 2014 Feb;15(1):43–9.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Patentovaná technologie AMT Technology™ umožňuje aplikaci chlorhexidinglukonátu (CHG) na vnitřní potah, potlačuje růst bakterií u uživatelů a nabízí rychlý antivirový a antibakteriální účinek jako doplňující ochranu v případě porušení rukavice
- Usmrtí nejméně 99 % virů hepatitidy C a virů HIV-1 kmene Mn již za 1 minutu²
- Usmrtí 99 až 99,999 % z osmi běžných grampozitivních, gramnegativních a na léky rezistentních bakterií již za 1 minutu²
- Tato antimikrobiální rukavice obsahuje zvlhčující látky, změkčovadla a protidráždivé složky pro vyšší komfort a ochranu

DOPORUČENY PRO

- Navlékání za vlhka
- Mimořádné pohodlí při dlouhých procedurách
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnější rukavici nebo jako vnitřní rukavici

POUŽITÉ TECHNOLOGIE				
SUREFIT™ Cuff Roll-down Technology	DERMASHIELD™ Polymer Coating Technology	PEARL™ Protein Leaching Technology	ART™ Advanced Rheology Technology	HYDRASOFT™ Moisturizing Technology

2. Interní data. Kmen Mn viru HIV-1 je dobře prostudovaný virulentní kmen HIV-1.

Přehled produktů

GAMMEX® Latex

Díky patentovanému materiálu je tato chirurgická rukavice měkká a i přes svou robustnost zachovává citlivost. Tato rukavice je zhotovena za použití patentovaných forem a materiálů společnosti Ansell.

GAMMEX® Latex Ortho

Nabízí průměrně o 50 % větší tloušťku kombinovanou s povrchovou úpravou se silnou texturou pro vynikající úchop při manipulaci s nástroji.

GAMMEX® Latex Sensitive

V průměru o 20 % tenčí než standardní bezpudrové latexové chirurgické rukavice od společnosti Ansell s dokonalou citlivostí.

GAMMEX® Latex Chemo

Nabízí vynikající odolnost proti průniku cytostatik při manipulaci, podávání nebo ředění chemoterapeutik.

GAMMEX® Latex Underglove

Díky patentované technologii HYDRASOFT™ kombinuje výhodu barevné vnitřní rukavice s přidanou výhodou udržení vlhkosti a rehydratace pokožky.

GAMMEX® Latex Powdered

Standard ve své třídě. Jedná se o spolehlivou chirurgickou rukavici s povrchovou úpravou s texturou, která usnadňuje uchopení nástrojů.

GAMMEX® Non-Latex

První chirurgická rukavice na trhu neobsahující akcelerátory nabízí řešení zákazníkům trpícím alergií na latex typu I nebo alergiemi na chemické látky typu IV.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

Díky unikátní technologii SENSOPRENE™ je tato rukavice až o 30 % tenčí než běžné chirurgické neoprenové rukavice Ansell, což jí dodává nepřekonatelnou citlivost úchopu.

GAMMEX® PI Hybrid

Díky technologii HYBRID™ v sobě spojuje pohodlí při nošení podobné latexu, které zajišťuje polyizopren (PI), a pevnost a odolnost neoprenu.

GAMMEX® Latex Powder-Free with AMT™

Patentově chráněná technologie AMT™ Technology umožňuje aplikaci chlorhexidin-glukonátu (CHG) na rukavici, přičemž nabízí rychlý antivirový a antibakteriální účinek.





Ansell



Pro více informací kontaktujte zástupce divize
Operační program na: **op@promedica-praha.cz**

www.promedica-praha.cz