

# GAMMEX® Latex Ortho

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

**Latexová chirurgická rukavice z extra silného materiálu na rukavice, aby vydržela náročnost operace, zejména při použití elektrických nástrojů a přítomnosti úlomků kosti**

**NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:**

- V průměru o 50 % silnější materiál než u standardních bezpudrových latexových chirurgických rukavic společnosti Ansell – pro vynikající ochranu
- Povrchová úprava se silnou texturou pro vynikající úchop v suchých i vlhkých aplikacích
- Vnitřní povrstvení s použitím technologie DERMASHIELD™  
Technology usnadňuje navlékání v suchých i mokřích podmínkách a výměnu během operace

***UPOZORNĚNÍ:** Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci citlivými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní kaučukový latex, který může vyvolat alergické reakce.*

**Doporučeno pro**

- Všechny chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a srdeční chirurgii
- Navlékání za vlhka
- Vylepšené uchopení ve vlhkém prostředí

**POUŽITÉ TECHNOLOGIE**



**GAMMEX®  
Inovace, která chrání**

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěřují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex Ortho

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

## INFORMACE O PRODUKTU

|                                                      |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                                             | Přírodní pryžový latex                                                                                                          |
| Obsah ve formě prášku                                | Nepudrované                                                                                                                     |
| Barva                                                | Hnědá                                                                                                                           |
| Tloušťka                                             | Ortho                                                                                                                           |
| Provedení manžety                                    | Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™                                                                                  |
| Vnější povrch rukavic                                | Textura na prstech a dlaních                                                                                                    |
| Vnitřní povrch rukavic                               | Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™                                                                          |
| Prevence alergie                                     | Žádný                                                                                                                           |
| Citlivost úchopu                                     | Vysoká                                                                                                                          |
| Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic            | Vnější rukavice                                                                                                                 |
| Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky | Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)                                                                           |
| Osvobození z děr (úroveň inspekce I)                 | 0.65 AQL                                                                                                                        |
| Sterilní                                             | Ano                                                                                                                             |
| Produktové normy                                     | AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 388:2016 +A1:2018, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016  |
| Normy pro kvalitu / životní prostředí                | EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP                                                            |
| Balení                                               | 50 párů v boxu; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici                                                            |
| Životnost při uskladnění                             | 3 roky                                                                                                                          |
| Pokyny pro skladování                                | Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení |
| Chemické akcelerátory vulkanizace                    | Diethyldithiokarbamat zinečnatý (ZDEC), Dibutyldithiokarbamat zinečnatý (ZDBC)                                                  |

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

| Velikost       | 6         | 6.5       | 7         | 7.5       | 8         | 8.5       | 9         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktový kód | 330065060 | 330065065 | 330065070 | 330065075 | 330065080 | 330065085 | 330065090 |

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

**Severní Amerika**  
Tel. USA: 800 952 9916  
Tel. CA: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tel USA: 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Střední a Jižní Amerika**  
Tel.: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cs-lac@ansell.com  
**Brazílie**  
Tel.: +55-11-3356-3100  
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

**Evropa, Blízký východ a Afrika**  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asie/Pacifik**  
Tel.: +603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Indie**  
Tel.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Austrálie a Nový Zéland**  
Tel.: +61 3 9270 7270  
E-mail: protection@ap.ansell.com  
**Čína**  
Tel.: +86(21) 3827 5005  
E-mail: infochina@ansell.com