

TECHNICKÝ LIST

**Popis**

50600M: Fialové nitrilové XTRA - XS
50601M: Fialové nitrilové XTRA - S
50602M: Fialové nitrilové XTRA - M
50603M: Fialové nitrilové XTRA - L
50604M: Fialové nitrilové XTRA - XL

Nepudrované, texturované špičky prstů, obouruké,
prodloužená manžeta, jednorázové.

Barva: Fialová

Rozměry

	Šířka dlaně	Délka (cílená)
Extra malé (XS)	70 mm	310 mm
Malé (S)	80 mm	310 mm
Střední (M)	95 mm	310 mm
Velké (L)	110 mm	310 mm
Extra velké (XL)	120 mm	310 mm

Vlastnosti (cílené)

Mediální síla při přetržení před zestárnutím: 11.0 N

Mediální síla při přetržení po zestárnutí: 9.0 N

Zbytkový prášek: 1.0 mg/rukavice

Tloušťka prostředního prstu: 0.15 mm

Tloušťka dlaně: 0.12 mm

Tloušťka manžety: 0.11 mm

Indikace

K ochraně pacienta a uživatele před křížovou kontaminací. Tyto rukavice jsou také schváleny pro použití při chemoterapii.

Kontraindikace

Nejsou určeny pro použití na přímý kontakt s žiravinami, kde jsou vyžadovány odolné průmyslové rukavice

Hlavní materiál:

Základní materiál: Nitril Butadin.

Urychlovače: ZDBC (dibutylidithiokarbamat zinečnatý) a ZDEC (dietyldithiokarbamat zinečnatý).

Není úmyslně vyrobeno nebo ošetřeno žádnou z následujících látek: bisfenol A, kolofonie (kalafuna), latex z přírodního kaučuku, bromované retardéry hoření, ftaláty (DBP, BBP, DEHP, DMEP, DNOP, DPP, DIPP, DIDP, DINP).

*Registrovaná značka nebo obchodní značka O&M Halyard nebo jeho poboček.
©2019. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno 19. ledna 2017, verze 6 ppg
Strana 1 z 1

**Sterilizace**

Výrobky jsou nesterilní.

Balení

Přepravní krabice 500 jednotek.

50 jednotek v jednom dávkovači a 10 dávkovačů v jedné přepravní krabici.

Čárový kód: symboly GS1-128, lineární, na přepravní krabici a dávkovači.

Výroba

Vyrobeno v Thajsku.

Systém jakosti výroby ve výrobních závodech vyhovuje normě ISO 13485.

Informace o normách

Výrobek označen CE dle Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Třída prostředku: I.

Výrobek označen CE dle Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Klasifikace prostředku: kat. III.

Vyhovuje normám EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4; EN 420;

EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5

AQL 1 nepropustnost dle EN 455-1.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah intenzivního zdroje tepla nebo radiace.

Pokud možno uchovávejte v přepravní krabici.

Použitelnost

Do 5 let od data výroby.

Rozměry a vlastnosti uvedené výše se mohou měnit v rámci přednastavených specifikací. Tento dokument byl vytvořen s využitím aktuálních informací. V zájmu neustálého zlepšování, se mohou vlastnosti výrobku měnit bez předchozího upozornění.