



PRODUKTOVÝ LIST
MINOR 0,5 l



objem (l)	počet ks v balení/paleta	rozměry obalu (mm)	rozměry nádob (mm)*	kód výrobku	hmotnost (g)
0,5	150/2.400	600x420x400	130/98/76	890.100.105.120	67

Řada MINOR je svou velikostí určena především pro ukládání samostatných injekčních jehel, čepelek skalpelů, bodců, ampulí, skleněných střepek a jiný ostrý drobný odpad. Vhodné pro privátní praxi a menší pracoviště.

MATERIÁL:

Plast polypropylen – blokový kopolymer pro vstřikování

Polypropylen není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky

Neobsahuje ftaláty uvedené v seznamu SVHC

Splňuje Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a všechny jeho změny a úpravy

Polypropylen je téměř čistým uhlovodíkem a při jeho spalování vznikají převážně oxidační produkty uhlíku a vodíku

BARVA:

Nádoba žlutá, víko s víčkem červené



* výška/horní průměr/spodní průměr