



PRODUKTOVÝ LIST
MINOR 0,8 l



| objem (l) | počet ks v balení/paleta | rozměry obalu (mm) | rozměry nádob (mm)* | kód výrobku | hmotnost (g) |
|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 0,8 | 120/1.920 | 600x420x400 | 203/98/68 | 890.100.108.120 | 88 |

Držák boxu

819.120.100.120

Řada MINOR je svou velikostí určena především pro ukládání samostatných injekčních jehel, čepelek skalpelů, bodců, ampulí, skleněných střepů a jiný ostrý drobný odpad. Vhodné pro privátní praxi a menší pracoviště. Držák nádoby slouží k fixaci a zabezpečení stability nádoby o objemu 0,8 L tak, aby nedošlo k náhodnému převržení. Držák lze připevnit šroubkem nebo odstraněním ochranného proužku oboustranné lepicí pásky. Držák není součástí nádoby a lze si jej objednat samostatně.

MATERIÁL:

Plast polypropylen – blokový kopolymer pro vstřikování

Polypropylen není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky

Neobsahuje ftaláty uvedené v seznamu SVHC

Splňuje Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a všechny jeho změny a úpravy

Polypropylen je téměř čistým uhlovodíkem a při jeho spalování vznikají převážně oxidační produkty uhlíku a vodíku

BARVA:

Nádoba žlutá, víko s víčkem červené



* výška/horní průměr/spodní průměr