



PRODUKTOVÝ LIST

MEDIUS 1 I



objem (l)	počet ks v balení/paleta	rozměry obalu (mm)	rozměry nádob (mm)*	kód výrobku	hmotnost (g)
1	80/1.280	600x420x400	111/142/120	890.100.110.121	106

Řada MEDIUS je univerzální řadou, ve které jsou zastoupeno 5 velikostí o objemu 1 – 3,9 l a své uplatnění najde ve všech typech zdravotnických, veterinárních a jiných zařízení, které svou činností vytvářejí ostrý medicínální odpad.

MATERIÁL:

Plast polypropylen – blokový kopolymer pro vstřikování

Polypropylen není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky

Neobsahuje ftaláty uvedené v seznamu SVHC

Splňuje Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a všechny jeho změny a úpravy

Polypropylen je téměř čistým uhlovodíkem a při jeho spalování vznikají převážně oxidační produkty uhlíku a vodíku

BARVA:

Nádoba žlutá, víko s víčkem červené



* výška/horní průměr/spodní průměr