



PRODUKTOVÝ LIST
MEDIUS 1,5 l



objem (l)	počet ks v balení/paleta	rozměry obalu (mm)	rozměry nádob (mm)*	kód výrobku	hmotnost (g)
1,5	70/1.120	600x420x400	158/142/115	890.100.115.121	129

Řada MEDIUS je univerzální řadou, ve které jsou zastoupeny 5 velikostí o objemu 1 – 3,9 l a své uplatnění najde ve všech typech zdravotnických, veterinárních a jiných zařízeních, které svou činností vytvářejí ostrý medicínský odpad.

MATERIÁL:

Plast polypropylen – blokovaný kopolymer pro vstřikování

Polypropylen není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky

Neobsahuje ftaláty uvedené v seznamu SVHC

Splňuje Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a všechny jeho změny a úpravy

Polypropylen je téměř čistým uhlovodíkem a při jeho spalování vznikají převážně oxidační produkty uhlíku a vodíku

BARVA:

Nádoba žlutá, víko s víčkem červené



* výška/horní průměr/spodní průměr