



PRODUKTOVÝ LIST  
**MEDIUS 3,9 I**



objem (l)	počet ks v balení/paleta	rozměry obalu (mm)	rozměry nádob (mm)*	kód výrobku	hmotnost (g)
3,9	15/300	600x260x400	376/142/111	890.100.139.120	268

Řada MEDIUS je univerzální řadou, jenž své uplatnění najde ve všech typech zdravotnických a jiných zařízení, které svou činností vytvářejí medicínální odpad. Nádobu o objemu 3,9 l je vhodná k ukládání punkčních setů, dlouhých jehel a jiného rozměrnějšího odpadu.

**MATERIÁL:**

Plast polypropylen – blokový kopolymer pro vstřikování

Polypropylen není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky

Neobsahuje ftaláty uvedené v seznamu SVHC

Splňuje Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a všechny jeho změny a úpravy

Polypropylen je téměř čistým uhlovodíkem a při jeho spalování vznikají převážně oxidační produkty uhlíku a vodíku

**BARVA:**

Nádobu žlutá, víko s víčkem červené



\* výška/horní průměr/spodní průměr