



PRODUKTOVÝ LIST
MAJOR 5 I



objem (l)	počet ks v balení/paleta	rozměry obalu (mm)	rozměry nádob (mm)*	kód výrobku	hmotnost (g)
5	10/350	plastový rukáv	149/260/225	890.100.150.120	302

Nádoby řady MAJOR jsou zastoupeny velikostní škálou od 4 do 10 litrů a jsou vhodné především pro střední a velká zdravotnická pracoviště, která produkují větší objem klinického odpadu.

MATERIÁL:

Plast polypropylen – blokový kopolymer pro vstřikování

Polypropylen není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky

Neobsahuje ftaláty uvedené v seznamu SVHC

Splňuje Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a všechny jeho změny a úpravy

Polypropylen je téměř čistým uhlovodíkem a při jeho spalování vznikají převážně oxidační produkty uhlíku a vodíku

BARVA:

Nádoba žlutá, víko s víčkem červené



* výška/horní průměr/spodní průměr