



PRODUKTOVÝ LIST  
**AUXIT 2,75 l**



objem (l)	počet ks v balení/paleta	rozměry obalu (mm)	rozměry nádob (mm)*	kód výrobku	hmotnost (g)
2,75	45/720	600x420x400	297/142/104	890.100.225.120	192

Nádoby řady AUXIT jsou zastoupeny velikostní škálou od 1,25 do 4,2 litrů a jsou vhodné pro všechny typy zdravotnických a jiných zařízení, které svou činností vytvářejí medicínální odpad. Zvětšený průměr víka a víčka umožňuje komfortně vhadzovat objemnější odpad do nádob.

**MATERIÁL:**

Plast polypropylen – blokový kopolymer pro vstřikování

Polypropylen není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky

Neobsahuje ftaláty uvedené v seznamu SVHC

Splňuje Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a všechny jeho změny a úpravy

Polypropylen je téměř čistým uhlovodíkem a při jeho spalování vznikají převážně oxidační produkty uhlíku a vodíku

**BARVA:**

Nádobka žlutá, víko s víčkem červené



\* výška/horní průměr/spodní průměr