



PRODUKTOVÝ LIST  
**MAGNUM 30 I**



objem (l)	počet ks v balení/paleta	rozměry nádob (mm)*	kód výrobku	hmotnost (g)
30	160 paleta	402/302x397/230x325	890.110.030.120	1.226

Nádoby jsou určeny k jednorázovému použití pro sběr nebezpečného klinického odpadu v místě jeho vzniku včetně ostrého odpadu. Rozměrem jsou vhodné pro objemnější odpad ze zdravotnických a veterinárních pracovišť.

Opatřeny pevnou rukojetí a lepícím těsněním víka.

**MATERIÁL:**

Plast polypropylen – blokový kopolymer pro vstřikování

Polypropylen není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky

Neobsahuje ftaláty uvedené v seznamu SVHC

Splňuje Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a všechny jeho změny a úpravy

Polypropylen je téměř čistým uhlovodíkem a při jeho spalování vznikají převážně oxidační produkty uhlíku a vodíku

**BARVA:**

Nádoba žlutá, víko žluté



\* výška/horní rozměr/spodní rozměr