

WRAP balicí materiál

PRO MODERNÍ STERILIZACI

Pokroková ochrana díky SMS

Jedinečný třívrstvý materiál SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond) je vyroben ze tří vrstev polypropylenu.

- Spunbond vrstva zajišťuje výjimečnou pevnost a trvanlivost.
- Meltblown vrstva zajišťuje permanentní účinnou ochranu proti bakteriím a tekutinám.
- Materiál má prakticky nulovou prašnost, což snižuje riziko nákazy na operačních sálech.
- Mikrovlákna SMS umožňují plynovým sterilizačním prostředkům (pára, etylenoxid a plazma) snadnou prostupnost.

HALYARD

sterilizační obaly

HALYARD* sekvenční sterilizační obal

- Vysoká pevnost materiálu, při balení se netrhá a tím snižuje náklady.
- Účinná bariéra proti bakteriím a tekutinám.
- Bezprašný, snižuje riziko nákazy na operačním sále.
- Měkké, textilu podobné krytí.
- Jednoduché k použití díky aseptickému otevírání.
- K dostání v různé síle, abychom co nejvíce vyhověli Vaším potřebám a optimalizovali pořizovací náklady.

HALYARD One-Step*

HALYARD Vám přináší moderní sterilizační materiál HALYARD One-Step*.

Revoluční design HALYARD One-Step* využívá dvouvrstvého obalu, který je po stranách tepelně spojen. To umožní zabalení a rozbalení sterilizačního balíčku najednou. Tato změna znamená značný pokrok v produktivitě!

HALYARD Quick-Check*

Revoluční design HALYARD Quick-Check* využívá dvouvrstvého obalu, který je po stranách tepelně spojen. To umožní zabalení a rozbalení sterilizačního balíčku najednou. Tato změna znamená značný pokrok v produktivitě! Kimguard Quick-Check* navíc umožní snadné odhalení jakékoliv perforace vzhledem k barevnému odlišení vrstev.

HALYARD* portfolio: jednoduchý výběr, jednoduché použití

- Začněte se značkou HALYARD*.
- Rozhodněte se pro One-Step*, Quick-Check* = úspora nákladů a času až o 50 %.
- Vyberte si vyhovující sílu z H 100-500.

HALYARD*

Kód výrobku	Rozměry	Počet kusů v kartonu
HALYARD H 100		
10712	30 x 30 cm	1000
10715	38 x 38 cm	1000
10718	45 x 45 cm	1000
10720	50 x 50 cm	1000
10724	60 x 60 cm	500
10730	76 x 76 cm	300
10736	91 x 91 cm	300
10740	101 x 101 cm	250
10745	114 x 114 cm	250
10748	121 x 121 cm	250
10754	137 x 137 cm	100
10772	137 x 182 cm	100
HALYARD H 200		
68012	30 x 30 cm	1000
68015	38 x 38 cm	1000
68018	45 x 45 cm	1000
68024	60 x 60 cm	500
68030	76 x 76 cm	300
68036	91 x 91 cm	300
68040	101 x 101 cm	250
68048	121 x 121 cm	100
68054	137 x 137 cm	100
68072	137 x 182 cm	100
HALYARD H 300		
10824	60 x 60 cm	500
10830	76 x 76 cm	300
10836	91 x 91 cm	300
10840	101 x 101 cm	250
10845	114 x 114 cm	100
10848	121 x 121 cm	100
10854	137 x 137 cm	100
HALYARD H 400		
68218	45 x 45 cm	600
68224	60 x 60 cm	250
68230	76 x 76 cm	200
68236	91 x 91 cm	150
68240	101 x 101 cm	150
68245	114 x 114 cm	100
68248	121 x 121 cm	50
68254	137 x 137 cm	50
68272	137 x 182 cm	50
HALYARD H 500		
68124	60 x 60 cm	250
68130	76 x 76 cm	250
68136	91 x 91 cm	150
68145	114 x 114 cm	100
68148	121 x 121 cm	50
68154	137 x 137 cm	50
68172	137 x 182 cm	50
68190	137 x 228 cm	50

HALYARD One-Step*

Kód výrobku	Rozměry	Počet kusů v kartonu
HALYARD One-Step* H 100		
12718	45 x 45 cm	480
12720	50 x 50 cm	480
12724	60 x 60 cm	240
12730	76 x 76 cm	144
12736	91 x 91 cm	144
12740	101 x 101 cm	120
12745	114 x 114 cm	120
12748	121 x 121 cm	120
12754	137 x 137 cm	96
HALYARD One-Step* H 200		
62012	30 x 30 cm	480
62018	45 x 45 cm	480
62024	60 x 60 cm	240
62030	76 x 76 cm	144
62036	91 x 91 cm	144
62040	101 x 101 cm	120
62048	121 x 121 cm	48
62054	137 x 137 cm	48
62072	137 x 182 cm	48
HALYARD One-Step* H 300		
12824	60 x 60 cm	240
12830	76 x 76 cm	144
12836	91 x 91 cm	144
12840	101 x 101 cm	96
12845	114 x 114 cm	48
12848	121 x 121 cm	96
12854	137 x 137 cm	48
12872	137 x 182 cm	48
HALYARD One-Step* H 400		
62224	60 x 60 cm	120
62236	91 x 91 cm	72
62240	101 x 101 cm	72
62245	114 x 114 cm	48
62248	121 x 121 cm	24
62254	137 x 137 cm	24
62272	137 x 182 cm	24
HALYARD One-Step* H 500		
62124	60 x 60 cm	120
62130	76 x 76 cm	120
62136	91 x 91 cm	72
62145	114 x 114 cm	48
62148	121 x 121 cm	24
62154	137 x 137 cm	24
62172	137 x 182 cm	24

HALYARD Quick-Check*

Kód výrobku	Rozměry	Počet kusů v kartonu
HALYARD Quick-Check* H 100		
34156	45 x 45 cm	480
34192	50 x 50 cm	480
34178	60 x 60 cm	240
34176	76 x 76 cm	144
34194	91 x 91 cm	144
34200	101 x 101 cm	120
34188	114 x 114 cm	120
34161	121 x 121 cm	120
34172	137 x 137 cm	96
HALYARD Quick-Check* H 200		
34167	30 x 30 cm	480
34193	45 x 45 cm	480
34174	60 x 60 cm	240
34175	76 x 76 cm	144
34185	91 x 91 cm	144
34186	101 x 101 cm	120
34149	121 x 121 cm	48
34187	137 x 137 cm	48
34168	137 x 182 cm	48
HALYARD Quick-Check* H 300		
34171	60 x 60 cm	240
34173	76 x 76 cm	144
34160	91 x 91 cm	144
34189	101 x 101 cm	96
34159	114 x 114 cm	48
34181	121 x 121 cm	96
34182	137 x 137 cm	48
34190	137 x 182 cm	48
HALYARD Quick-Check* H 400		
34183	60 x 60 cm	120
34158	91 x 91 cm	72
34184	101 x 101 cm	72
34157	114 x 114 cm	48
34145	121 x 121 cm	48
34146	137 x 137 cm	48
34191	137 x 182 cm	24
HALYARD Quick-Check* H 500		
34180	45 x 45 cm	288
34162	60 x 60 cm	120
34165	76 x 76 cm	120
34199	91 x 91 cm	72
34198	114 x 114 cm	48
34148	121 x 121 cm	48
34143	137 x 137 cm	48
34195	137 x 182 cm	24



HALYARD*



HALYARD One-Step*



HALYARD Quick-Check*



PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Novodvorská 136

Praha 4 142 00

www.promedica-praha.cz

Pro více informací kontaktujte zástupce
divize Dezinfekce a sterilizace na
dez@promedica-praha.cz.

