

### Latexové pudrové rukavice GAMMEX®

Pudrové sterilní chirurgické rukavice z přírodního latexu

Datum vydání: 5. 3. 2020

#### POPIS VÝROBKU

<b>Materiál</b>	Latex z přírodního kaučuku
<b>Barva</b>	Bílá
<b>Tvar</b>	Anatomický
<b>Manžeta</b>	Rovná manžeta
<b>Vnější povrch</b>	Mikrotextura
<b>Vnitřní povrch</b>	Pudrový *

\* Prášek pro snadné navlékání: Modifikovaný kukuřičný škrob (USP)

#### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

<b>Tloušťka (1 vrstva)</b>	Prst	0,235
Obvyklá průměrná hodnota (mm)	Dlaň	0,205
	Manžeta	0,245
	<b>Minimální délka (mm)</b>	285
<b>Pevnost (průměrná hodnota)</b>	před zestárnutím	po zestárnutí
	<b>Protažení do roztržení (%)</b>	880
<b>Síla při roztržení (N)</b>	19	19

#### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

<b>Balení</b>	4 x 50 párů / 200 párů v boxu
<b>Skladovatelnost</b>	3 roky
<b>Pokyny pro skladování</b>	Uchovávejte mimo přímé sluneční záření. Uchovávejte na chladném a suchém místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ozónu nebo zapálení.

#### REFERENCE VÝROBKU

<b>Velikost / kód výrobku</b>	<b>5,5</b>	330047055	<b>6</b>	330047060
	<b>6,5</b>	330047065	<b>7</b>	330047070
	<b>7,5</b>	330047075	<b>8</b>	330047080
	<b>8,5</b>	330047085	<b>9</b>	330047090

#### HLAVNÍ PARAMETRY A VÝHODY

- Pohodlí
- Dobrá přilnavost
- Bezpečnost

#### VÝROBA A BEZPEČNOSTNÍ NORMY

<b>AQL (otvory)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test na propustnost vody</li> <li>• Splňuje evropskou normu EN 455- 1: Úroveň kontroly I AQL 1,5</li> <li>• Výroba konečné verze: AQL 0,65 (úroveň kontroly I)</li> </ul>
<b>Obsah proteinu</b>	Střední úroveň: obvyklé výsledky mezi 50- 100 µg/g dle modifikované metody (EN 455-3)
<b>Pyrogenicita</b>	Neobsahuje pyrogeny podle ISO 10993-11
<b>Primární podráždění kůže</b>	Není považováno za primární dráždivou složku podle regulačních směrnic FHSA 16 CFR 1500
<b>Senzibilizace kůže</b>	Žádný důkaz opožděné kožní senzibilizace podle ISO 10993-10
<b>Pronikání virů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Splňuje dynamické testování Ansell AVPP</li> <li>• Splňuje ASTM F 1671 s použitím Phi X 174</li> </ul>
<b>Sterilizace</b>	Gama záření 25 kGy
<b>Označení CE</b>	Zdravotnický prostředek: Třída IIa
<b>Splnění norem pro výroby</b>	EN 455 části 1, 2, 3, 4 EN 420
<b>Výrobní normy</b>	EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001
<b>Registrující orgán</b>	Britský úřad pro standardizaci (2797): ZP

#### PIKTOGRAMY



#### Ansell Healthcare Europe N.V. (evropská centrála)

Riverside Business Park, Blok J

Boulevard International 55, 1070 Brusel, Belgie

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax odd. služeb pro zákazníky +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu