

GAMMEX[®] Latex Powdered

Latexové, pudrové chirurgické rukavice pro pohodlí a bariérovou ochranu

HLAVNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:

- Exkluzivní složení rukavic vyvinuté společností Ansell pro pevné a spolehlivé rukavice
- Povrchová textura zaručuje bezpečný úchop pro dobrou manipulaci s nástroji v suchém i vlhkém prostředí
- Vyrobeno pomocí jedinečných anatomických tvarovacích zařízení společnosti Ansell pro vyšší pohodlí a lepší padnutí rukavic pro snížení únavy rukou
- Obsahuje pudr pro snadné navlékání

Společnost Ansell doporučuje použití bezpudrových rukavic pro minimalizaci nežádoucích účinků pro zdravotníky i pacienty.

POZOR: Bezpečnost použití těchto rukavic osobami přecitlivělými na latex nebyla potvrzena. Tento výrobek obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může vyvolat alergickou reakci.



GAMMEX[®] Latex Powdered

INFORMACE O VÝROBKU

Materiál	Latex z přírodního kaučuku
Obsah pudru	Obsahuje pudr
Barva	Přírodní
Tloušťka	Standardní
Provedení manžety	Rovná
Vnější povrch rukavic	Hladký s povrchovou mikrotexturou
Vnitřní povrch rukavic	Obsahuje pudr
Prevence alergie	Žádné
Citlivost úchopu	Střední
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne, netestováno dle ASTM D6978
Nepřítomnost dírek (úroveň kontroly I)	0,65 AQL
Splnění norem pro výrobky	AS/NZS 4179, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Normy upravující jakost / ochranu živ. prostředí	EN556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, korejská norma GMP
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Skladovatelnost	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční záření; uchovávejte na chladném a suchém místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ozónu nebo zapálení.
Vulkanizační chemické akcelerátory	<ul style="list-style-type: none"> Diethyldithiokarbamat zinečnatý (ZDEC) Zinek- 2-merkaptobenzothiazol (ZMBT)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Kód výrobku Ansell	330047055	330047060	330047065	330047070	330047075	330047080	330047085	330047090

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika Tel.
USA: 800 952 9916 Tel.
Kanada: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55-11-3356-3100
Email:
luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asie / Tichomoří
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Indie
Tel: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland Tel:
+61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com
Čína
Tel: +86(21)2407 2286/88/62
Email: infochina@ansell.com