

GAMMEX[®] Latex

Latexová bezpudrová chirurgická rukavice pro maximální pohodlí, ochranu a citlivost

HLAVNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:

- Patentované složení rukavic pro měkkost a citlivost a současně vysokou pevnost rukavic
- Vyrobeno pomocí jedinečných anatomických tvarovacích zařízení společnosti Ansell pro vyšší pohodlí a lepší padnutí rukavic pro snížení únavy rukou
- Tvarované vycpávky prstů pro lepší citlivost konečků prstů
- Dodatečné procesy čištění zajišťují nízké množství zbytkových bílkovin z latexu a chemických akceleratorů pro minimalizaci rizika vzniku alergie na latex typu I, alergie na chemické látky typu IV a reakce citlivé pokožky
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky a širokým spektrem chemických látek používaných v nemocnicích*

POZOR: Bezpečnost použití těchto rukavic osobami přecitlivělými na latex nebyla potvrzena. Tento výrobek obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může vyvolat alergickou reakci.

**Informace o konkrétní době prosáknutí a doporučeních ohledně chemoterapeutik obdržíte na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Ansell.*

Doporučeny pro

- Navlékání na vlhké ruce
- Mimořádné pohodlí při dlouhotrvajících zákrocích
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky
- Určeno jako vnější rukavice při použití dvojích rukavic

POUŽITÉ TECHNOLOGIE



GAMMEX[®] Latex

INFORMACE O VÝROBKU

Materiál	Latex z přírodního kaučuku
Obsah pudru	Bezpudrové
Barva	Přírodní
Tloušťka	Standardní
Provedení manžety	Rovná s technologií SUREFIT™
Vnější povrch rukavic	Hladký s povrchovou mikrotexturou
Vnitřní povrch rukavic	Polymerový povlak s použitím technologie DERMASHIELD™
Prevence alergie	Žádné
Citlivost úchopu	Střední
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (Není na seznamu US FDA 510k)
Nepřítomnost dírek (úroveň kontroly I)	0,65 AQL
Splnění norem pro výroby	AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normy upravující jakost / ochranu živ. prostředí	EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, korejská norma GMP
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Skladovatelnost	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční záření; uchovávejte na chladném a suchém místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ozónu nebo zapálení.
Vulkanizační chemické akcelerátory	<ul style="list-style-type: none"> • Xantogenní polysulfidy • Di-n-butylthiokarbamát sodný (SDBC) • Diethylthiokarbamát zinečnatý (ZDEC)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5
Kód výrobku	330048055	330048060	330048065	330048070	330048075	330048080	330048085	330048090	330048095

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika Tel.
USA: 800 952 9916 Tel.
Kanada: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55-11-3356-3100
Email:
luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asie / Tichomoří
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Indie
Tel: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland Tel:
+61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com
Čína
Tel: +86(21)2407 2286/88/62
Email: infochina@ansell.com