



GAMMEX® LATEX SENSITIVE

MAXIMÁLNÍ CITLIVOST PŘICHÁZÍ S TENČÍ RUKAVICÍ

Rukavice GAMMEX® Latex Sensitive jsou speciálně určeny pro splňování náročných požadavků mikrochirurgie.

Díky svému velmi tenkému složení a důrazu společnosti Ansell na každý detail designu dávají velmi lehké rukavice GAMMEX® Latex Sensitive pocit druhé kůže. Velmi tenká latexová vrstva (o 20 % tenčí než standardní nepudrované latexové chirurgické rukavice) v kombinaci s jemně zdrsňelým povrchem poskytují perfektní úroveň citlivosti a zaručují jistý úchop instrumentů za všech okolností.

Rukavice GAMMEX® Latex Sensitive poskytují nejen vysokou úroveň citlivosti, ale jejich latexové složení rovněž přináší nízkou alergenicitu, vynikající pohodlí, pružnost a snadnost používání - vlastnosti, které rukavice sdílejí se zbytkem proslulé řady GAMMEX®.

Kromě toho přilnavý pásek na horním konci manžety udržuje dobrý kontakt s chirurgickým pláštěm a předchází tak srolování rukavice dolů a jejich hnědá barva snižuje nepříznivý vliv odlesků od silných světelných zdrojů používaných při mikrochirurgických procedurách.

A vnitřní ošetření rukavic chlorem činí jejich navlékání snadným v suchých podmínkách.

POPIS PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Barva	Světle hnědá
Tvar	Anatomický
Manžeta	Rovná manžeta
Vnější povrch	Mikrodrsňé, chlorované
Vnitřní povrch	Chlorované

VELIKOST/KÓD PRODUKTU

5.5	330051055	6	330051060
6.5	330051065	7	330051070
7.5	330051075	8	330051080
8.5	330051085	9	330051090

GAMMEX® jsou nejnovativnější a technologicky nejpokročilejší dostupnou řadou chirurgických rukavic, která nabízí chirurgům, sálovým sestřám, chirurgickým technikům a pacientům aktivní ochranu a maximální výkon, jaký potřebují. Díky široké škále dostupných variant chirurgické rukavice GAMMEX® dosahují nejvyšší úroveň ochrany vytvořené na zakázku proti vnější agresi, alergickým reakcím pokožky a bakteriální a virové kontaminaci bez ohledu na typ operačního prostředí.

Sterilní nepudrované chirurgické rukavice z přírodního latexu

ZP Třída IIa a OOP Kat. III
 Registrační orgán: British Standards Institution (2797): MD, Centexbel (0493): PPE
 Čtěte pozorně leták s návodem na použití přiložený k produktu, pokud je to relevantní. Pouze pro jednorázové použití. Sterilní dokud balení není otevřeno nebo poškozeno. Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může způsobit alergické reakce včetně anafylaktického šoku.

Ref-21206-20200330

Společnost Ansell je celosvětovou vůdčí společností poskytující vynikající řešení ochrany zdraví a bezpečnosti, které zlepšuje lidem kvalitu života. Ansell působí v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě a Asii, zaměstnává více než 13 000 lidí po celém světě a má vedoucí pozici na trhu průmyslových a zdravotnických rukavic stejně jako v oblasti zdravého sexuálního života i zdravého životního stylu na celém světě. Ansell působí ve čtyřech hlavních obchodních segmentech: Medical Solutions (řešení pro zdravotnictví), Industrial Solutions (průmyslová řešení), Specialty Markets (speciální trhy) a Sexual Wellness (zdravý sexuální život). Informace o společnosti Ansell a jejich výrobcích naleznete na www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu