

GAMMEX® Latex Micro

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Latexová bezpudrová chirurgická rukavice umožňující výjimečnou obratnost a dotykovou citlivost při jemných chirurgických zákrocích

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:

- V průměru o 15 % tenčí než standardní latexové chirurgické rukavice, společnosti Ansell, s měkkým latexovým materiálem pro nepřekonatelnou obratnost a dotykovou citlivost
- Vnitřní povrstvení s použitím technologie DERMASHIELD™
Technology usnadňuje navlékání v suchých i mokřích podmínkách a výměnu během operace
- Vyrobeno s použitím jedinečných anatomických forem společnosti Ansell pro zlepšení pohodlí a padnutí na ruku, což přispívá ke snížení únavy rukou
- Doplňující procesy čištění zajišťují, že rezidua latexových proteinů a chemických akceleratorů budou nízká, takže se minimalizuje riziko rozvoje alergie typu I na latex a alergií typu IV na chemické látky a rozvoje citlivostí pokožky

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci citlivými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní kaučukový latex, který může vyvolat alergické reakce.

Doporučeno pro

- Všechny chirurgické zákroky, zejména náročné postupy v oftalmologii, mikrochirurgické zákroky a kardiovaskulární chirurgie
- Větší dotykovou citlivost a obratnost zejména při náročných procedurách
- Navlékání za vlhka
- Prevence únavy očí

POUŽITÉ TECHNOLOGIE



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěřují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Latex Micro

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní pryžový latex
Obsah ve formě prášku	Nepudrované
Barva	Hnědá
Tloušťka	Mikro
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotextrou
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Prevence alergie	Žádný
Citlivost úchopu	Střední
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice nebo vnitřní rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvečeno v US FDA 510K)
Osvobození z děr (úroveň inspekce I)	0.65 AQL
Sterilní	Ano
Produktové normy	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Normy pro kvalitu / životní prostředí	EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Chemické akcelerátory vulkanizace	Di-n-butyldithiokarbamát sodný (SDBC), Diethyldithiokarbamát zinečnatý (ZDEC), Zinek-2-merkaptobenzothiazol (ZMBT)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktový kód	330052055	330052060	330052065	330052070	330052075	330052080	330052085	330052090

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel USA: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cs-lac@ansell.com
Brazílie
Tel.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indie
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Čína
Tel.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com