



GAMMEX® NON-LATEX

NOVÁ GENERACE RUKAVIC ŘEŠÍCÍCH PREVENCI ALERGIÍ.

Inovativní chirurgické rukavice Ansell GAMMEX® Non-Latex jsou jedním z nejbezpečnějších řešení pro individuální alergické reakce, které jsou v dnešní době na trhu.

Rukavice GAMMEX® Non-Latex neobsahují latexové proteiny a chemické urychlovače, takže jsou ideální pro prevenci alergií Typu I a minimalizují riziko alergií Typu IV u zdravotnického personálu a pacientů. GAMMEX® Non-Latex jsou součástí řady rukavic Ansell GAMMEX®, kombinují pohodlí s vynikající odolností proti proděravění a protržení a pokračují tak v zavedené reputaci řady pro svou citlivost a vynikající úchop v mokrých i suchých podmínkách.

Díky vyrábění na speciální formě mají rukavice zaoblený tvar a větší šířku napříč rukou: to snižuje tlak v nejnamáhanějších oblastech jako je bříško palce a dlaň. Výsledkem je dobré pohodlí uživatele, které je obzvláště ceněno v průběhu dlouhých operačních procedur.

Extra dlouhá manžeta s přilnavým páskem poskytuje lepší uchycení na rukávu, předchází srolování dolů a zajišťuje bezpečné padnutí na ruku.

V neposlední řadě mají rukavice rovněž vysokou odolnost proti alkoholům a široké škále chemických produktů spolu se silnou odolností proti pronikání virů, které je ověřeno intenzivními testy AVPP (viz brožura AVPP).

POPIS PRODUKTU

Materiál	Neopren
Barva	Zelená
Tvar	Anatomický
Manžeta	Rovná manžeta s přilnavým páskem
Vnější povrch	Mikrodrsné, chlorované a silikonizované
Vnitřní povrch	Polyuretanové povrstvení a silikonizované

VELIKOST/KÓD PRODUKTU

5.5	340006055	6	340006060
6.5	340006065	7	340006070
7.5	340006075	8	340006080
8.5	340006085	9	340006090

GAMMEX® jsou nejnovější a technologicky nejpokročilejší dostupnou řadou chirurgických rukavic, která nabízí chirurgům, sálovým sestřám, chirurgickým technikům a pacientům aktivní ochranu a maximální výkon, jaký potřebují. Díky široké škále dostupných variant chirurgické rukavice GAMMEX® dosahují nejvyšší úrovně ochrany vytvořené na zakázku proti vnější agresi, alergickým reakcím pokožky a bakteriální a virové kontaminaci bez ohledu na typ operačního prostředí.

Sterilní neoprenové nepudrované chirurgické rukavice

ZP Třídy IIa a OOP Kat. III
 Registrační orgán: British Standards Institution (2797): MD, Centexbel (0493): PPE
 Čtěte pozorně leták s návodem na použití přiložený k produktu, pokud je to relevantní. Pouze pro jednorázové použití. Sterilní dokud balení není otevřeno nebo poškozeno.

Ref-21216-20200330

Společnost Ansell je celosvětovou vůdčí společností poskytující vynikající řešení ochrany zdraví a bezpečnosti, které zlepšuje lidem kvalitu života. Ansell působí v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě a Asii, zaměstnává více než 13 000 lidí po celém světě a má vedoucí pozici na trhu průmyslových a zdravotnických rukavic stejně jako v oblasti zdravého sexuálního života i zdravého životního stylu na celém světě. Ansell působí ve čtyřech hlavních obchodních segmentech: Medical Solutions (řešení pro zdravotnictví), Industrial Solutions (průmyslová řešení), Specialty Markets (speciální trhy) a Sexual Wellness (zdravý sexuální život). Informace o společnosti Ansell a jejich výrobcích naleznete na www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu