

MEDI-GRIP® Latexové, bezpudrové

Latexová bezpudrová chirurgická rukavice s povrchovou mikrotexturou pro bezpečný a pevný úchop

HLAVNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:

- Dobrá manipulace a úchop díky unikátní vnější povrchové úpravě
- Měkký a poddajný latexový materiál neomezuje obratnost rukou a poskytuje pohodlí
- Povrchová mikrotextura v oblasti dlaně a prstů zaručuje bezpečný úchop nástrojů v suchém i vlhkém prostředí
- Vyrobeno pomocí jedinečných anatomických tvarovacích zařízení pro vyšší pohodlí a lepší padnutí rukavic

POZOR: Bezpečnost použití těchto rukavic osobami přecitlivělými na latex nebyla potvrzena. Tento výrobek obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může vyvolat alergickou reakci.

Doporučeny pro

- Sterilní postupy na operačním sále
- Mimořádné pohodlí při dlouhotrvajících zákrocích
- Krátké vyšetřovací postupy s nízkou mírou rizika
- Určeno jako vnější rukavice při použití dvojích rukavic

POUŽITÉ TECHNOLOGIE



MEDI-GRIP® Latexové, bezpudrové

INFORMACE O VÝROBKU

Materiál	Latex z přírodního kaučuku
Obsah pudru	Bezpudrové
Barva	Přírodní
Tloušťka	Standardní
Provedení manžety	Korálková
Vnější povrch rukavic	Hladký s povrchovou mikrotexturou
Vnitřní povrch rukavic	Polymerový povlak
Prevence alergie	Žádné
Citlivost úchopu	Střední
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne, netestováno dle ASTM D6978
Nepřítomnost dírek (úroveň kontroly I)	0,65 AQL
Splnění norem pro výrobky	EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282
Normy upravující jakost / ochranu živ. prostředí	EN556, ISO 11137-část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Balení	100 párů v boxu; 3 boxy v kartonu/krabici; 300 párů v kartonu/krabici
Skladovatelnost	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční záření; uchovávejte na chladném a suchém místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ozónu nebo zapálení.
Vulkanizační chemické akcelerátory	<ul style="list-style-type: none"> • Diethyldithiokarbamát zinečnatý (ZDEC) • Dibutyldithiokarbamát zinečnatý (ZDBC)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Kód výrobku Ansell	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika Tel.
USA: 800 952 9916 Tel.
Kanada: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55-11-3356-3100
Email:
luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asie / Tichomoří
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Indie
Tel: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland Tel:
+61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com
Čína
Tel: +86(21)2407 2286/88/62
Email: infochina@ansell.com