



## OPSITE<sup>◇</sup> FLEXIGRID<sup>◇</sup> sterilní OPSITE<sup>◇</sup> FLEXIFIX<sup>◇</sup> v roli, nesterilní

Průhledné polyuretanové filmové krytí prostupné pro vodní páry. MVTR 850 ml/m<sup>2</sup>/24 hodin.

- Prodyšné, odolné vůči vodě a bakteriím
- Nová technologie snižuje tření mezi tělem pacienta a podpěrným povrchem
- Minimalizuje poškození kůže
- Ekonomicky výhodné, jednoduché použití
- Flexibilní mapovací mřížka pro přesnou dokumentaci rány
- Snadné a atraumatické odstranění

### Indikace

- Jako primární krytí – ochrana pokožky
- Sekundární krytí na fixaci krytí
- Okluzivní krytí při aplikaci hydrogelu

### Aplikace

Filmové krytí používejte na suchou a odmaštěnou pokožku.  
Pro odstranění krytí opatrně táhněte ve směru paralelně s pokožkou.



Kód pro objednání	Rozměr	Počet ks v balení
<b>Opsite FLEXIGRID</b>		
4628	6,0 cm x 7,0 cm	100
4629	10,0 cm x 12,0 cm	10
4630	10,0 cm x 12,0 cm	50
4631	15,0 cm x 20,0 cm	10
4632	12,0 cm x 25,0 cm	20
<b>Opsite FLEXIFIX v roli</b>		
66000040	5,0 cm x 10,0 m	1
66000041	10,0 cm x 10,0 m	1
66000375	15,0 cm x 10,0 m	1

## OPSITE<sup>◇</sup> FLEXIFIX<sup>◇</sup> GENTLE



Jemné silikonové krytí v roli s výbornou adhezí, vysokou prodyšností a dobou použitelnosti až 7 dnů<sup>1,2</sup>. Film na povrchu krytí je průhledný<sup>3</sup> umožňující stálou kontrolu.

- Přizpůsobivý a elastický
- Snadná aplikace
- Nepropustný pro vodu a bakterie
- Ekonomická výhodnost, lze ho opakovaně aplikovat
- Atraumatická výměna
- Balení v roli – lze si ustříhnout požadovanou velikost
- Nízký profil – minimalizuje tření o podložku

### Indikace

- Prevence u pacientů s rizikem vzniků dekubitů
- Ochrana pokožky v místě ozařování
- Ideální fixace pro pacienty s křehkou kůží
- Fixace sond, katétrů, krytí
- Široké využití u nedonošených novorozenců (prevence, fixace)

### Aplikace

Zvolte šířku a délku krytí dle potřeby. Krytí lze stříhat. Aplikujte vždy na osušenou pokožku. Krytí lze opakovaně použít bez ztráty adheze. Zabezpečuje zcela atraumatickou výměnu. Pacienta lze s krytím sprchovat.

Kód pro objednání	Rozměr	Počet ks v balení
66801195	2,5 cm x 5,0 m	1
66801196	5,0 cm x 5,0 m	1
66801197	10,0 cm x 5,0 m	1

### Zdroje:

1. VT Study Data of File (on ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER) HVT050 04/12/08.2. Data on File Report Reference OR-DOF/017, An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN GENTLE BORDER Multisite with an alternative silicone adhesive dressing, Palmer S and Mistry C; June 2011. 3. W11429/R9 Usability Study of FLEXIFIX GENTLE in comparison to FLEXIFIX Technical Study Report, 21/09/2012, E Cole.