

OPSITE[◇] POST-OP VISIBLE

OPSITE[◇] VISIBLE DRAIN DRESSING krytí na drény

Filmové krytí s pěnovou mřížkou na rány připomínající včelí pláštěv a s průhledným ochranným filmem. Hojení rány je možné pozorovat bez nutnosti odstraňování krytí. Jakékoliv známky narušeného hojení lze rychle zjistit.

- Neustálý monitoring rány
- Vysoká absorpční kapacita, minimalizace rizika macerace
- Nepropustné pro bakterie, propustné pro kyslík, voděodolné
- Na ráně může zůstat až 7 dnů
- Snižuje náklady na materiál a šetří čas personálu
- Vysoce komfortní pro pacienta

Indikace

- Pooperační rány ortopedické, traumatické, chirurgické (kardiochirurgické, břišní, cévní, neurochirurgické)
- Tržné rány
- Řezné rány
- Odřenin
- K ošetření okolí drénů



Kód pro objednání	Rozměr	Rozměr polštářku	Počet ks v balení
OPSITE POST-OP VISIBLE			
66800136	10,0 cm x 8,0 cm	5,2 cm x 3,6 cm	20
66800137	15,0 cm x 10,0 cm	10,1 cm x 4,6 cm	20
66800138	20,0 cm x 10,0 cm	15,1 cm x 4,6 cm	20
66800139	25,0 cm x 10,0 cm	20,1 cm x 4,6 cm	20
66800140	30,0 cm x 10,0 cm	26,0 cm x 5,7 cm	20
66800141	35,0 cm x 10,0 cm	29,9 cm x 5,7 cm	20
OPSITE VISIBLE DRAIN DRESSING			
66800842	10,0 cm x 9,0 cm		20

OPSITE[◇] POST-OP

Filmové absorpční krytí s neadhezivním polštářkem pro krytí pooperačních ran nebo ke krytí akutních ran. Krytí je sterilní.

- Unikátní film na povrchu má vysokou míru propustnosti pro páry
- Spojuje výhody polštářku
- Odolný vůči bakteriím a vodě
- Snížená frekvence výměn díky vysoce propusnému filmu, atraumatické výměny
- Průhledný film umožňuje snadnější sledování okolí rány
- Elastický a pohodlný

Indikace

- Pooperační rány – všechny typy
- Akutní rány a odřenin

Kód pro objednání	Rozměr	Rozměr polštářku	Počet ks v balení
66000708	6,5 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	100
66000709	9,5 cm x 8,5 cm	7,3 cm x 3,7 cm	20
66000710	12,0 cm x 10,0	7,5 cm x 5,8 cm	10
66000712	15,5 cm x 8,5 cm	12,0 cm x 3,7 cm	20
66000713	20,0 cm x 10,0 cm	15,0 cm x 5,5 cm	20
66000714	25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,7 cm	20
66000715	30,0 cm x 10,0 cm	25,0 cm x 5,7 cm	20
66000716	35,0 cm x 10,0 cm	30,0 cm x 5,7 cm	20

