

## OPSITE<sup>◇</sup> FLEXIFIX Gentle

Transparentní silikonový adhezivní film v roli

Kombinuje prodyšnost, průhlednost a sedmidenní dobu opotřebení, nabízí všestranný silikonový film v roli pro pacienty s křehkou nebo ohroženou kůží. Odstraňuje se čistě, aniž by narušil křehké vrstvy pokožky nebo způsobil pacientům nepřiměřenou bolest.

Toto krytí kombinuje všechny výhody filmu OPSITE s jemným lepidlem na bázi silikonového gelu, které umožňuje zdvihání a přemísťování obvazu bez ztráty přilnavých vlastností. Film je průhledný, odolný proti vodě a bakteriím, což umožňuje sledování místa pod filmem bez nutnosti zvedání obvazu. Film s nízkým třením pomáhá chránit pokožku před tvorbou tlakových poranění.

### Indikace

Přípravek OPSITE FLEXIFIX Gentle je určen k následujícím účelům: Uchování primárních obvazů a fixace pomůcek a kanyl; k ochraně pokožky před třením a vnějším znečištěním, při profylaxi proti vředům; pro zmírnění bolesti při bolestivé diabetické neuropatii; k ochraně pokožky kolem stomie a pod obaly na nohy.



Kód	Název produktu	Popis produktu	Prodejní jednotka
66801195	OPSITE FLEXIFIX Gentle	2,5 cm x 5 m	1
66801196	OPSITE FLEXIFIX Gentle	5 cm x 5 m	1
66801197	OPSITE FLEXIFIX Gentle	10 cm x 5 m	1

## OPSITE<sup>◇</sup> FLEXIGRID

Prodyšný paropropustný lepicí film – sterilní

Jedná se o průhlednou lepicí vrstvu s jedinečnou mřížkou pro měření rány. Film je propustný pro vodní páru, přizpůsobivý a roztažitelný. Je široce používán pro poskytování vlhkého prostředí pro hojení ran u povrchových ran; je také ideální pro použití jako sekundární krytí.

- Kvalitní film s akrylovým lepidlem
- Vodotěsný film
- Jednoduchá a efektivní aplikační technika
- Přizpůsobitelné pro komplikované oblasti
- Jedinečná mřížka pro měření rány

### Indikace

Povrchové tlakové vředy a jejich profylaxe: abraze a lacerace; kožní štěpy a místa po transplantaci; pooperační rány; malé popáleniny a opary; ochrana kůže kolem stomatů a obalů na nohy; úleva od bolesti při diabetické neuropatii.



Kód	Kód VZP	Název produktu	Popis produktu	Prodejní jednotka
4628	0080768	OPSITE FLEXIGRID	6 cm x 7 cm	100
4629	0080769	OPSITE FLEXIGRID	10 cm x 12 cm	10
4630		OPSITE FLEXIGRID	10 cm x 12 cm	50
4631		OPSITE FLEXIGRID	15 cm x 20 cm	10
4632		OPSITE FLEXIGRID	25 cm x 12 cm	20