

Zákaznický list pro KIMTECH* Savé utěrky - Z sklad / bílá - 7506
Produktové informace

Dlouhý kód produktu	07506030
Kód pro zákazníka	7506
Popis	KIMTECH* Savé utěrky - Z sklad / bílá
Zákaznický list	13/05/2017


Uspořádání Balení

Obsah balení	16 balení x 50 utěrek = 800 utěrek
Vnější obalový materiál	papír
Komoditní kód	48030090



Ikona	Rozměry		Weight(kg)
	48.00	x 38.00	Délka x Šířka(cm)

Popis Produktu

Řada spolehlivých a velmi účinných utěrek, z nichž každá se hodí pro určitý úkol v kontrolovaných oblastech, jako je doprava, zdravotnictví a průmysl.

Ideální pro: stírání, při kterém je nutné nízké vláknení nebo použití chemikálií. Navrženo pro kritické úkoly s použitím rozpouštědel, barev a laků.





Dodává se jako: skládané utěrky zabalené ve vodooodpudivém sáčku odolném proti stříkající vodě; záruka okamžitého přístupu k hygienicky chráněným utěrkám na pracovišti.

Specifikace výrobku



Typ skladu	Z	Metoda bělení	Elemental Chlorine Free
Embosování/ vzor	Ne	Technologie	HYDROKNIT*
Syntetické vlákno (%)	20	Celulóza (%)	80
Vrstvy	1	Čárový kód (karton)	05027375013492
Čárový kód (balení)	5033848005048	Barva	bílá

Mezinárodní standardy a symboly


Marketing

Technologie - netkaná	HYDROKNIT*	
Wet Strength	Síla mokré utěrky	
Absorbency Rate	Čas (v sekundách) v průběhu kterého 10cm ² utěrky úplně nasákne vodou, po ponoření do vody.	
Absorbency Capacity	Množství vody, které 10cm ² utěrky může absorbovat	

Řešení

Safer Workplace	Víme, že bezpečnost pracovníku je Vaší nejvyšší prioritou. Mužete se spolehnout, že naše produkty ochrání je, jejich prostředí i Vaši důležitou práci.	
Productive Workplace	Úspěch Vaší firmy závisí na Vaší pracovní efektivitě. Proto jsou naše řešení navržena tak, aby zlepšovala Vaši produktivitu.	

Standardy V+V

Food Contact Regulations	Tento produkt je vhodný pro styk s potravinami a je v souladu s nařízením (EC) č. 1935/2004. Kromě toho, nitrilové gumové rukavice jsou v souladu s nařízením (EC) č. 10/2011 a německým doporučením, BfR č. XXI, a papírové výrobky jsou v souladu s německým doporučením, BfR č. XXXVI.	
---------------------------------	---	---

Balení

Jednotka prodeje	Karton	Čistá váha	11.97
Maximální váha	13.99	Rozměry kartonu (D x Š x V)(cm)	51 x 40 x 44
Vnitřní obalový materiál	Plast		

Typ palety	DxŠxV (m)	Kartonů na vrstvě	Vrstvy na paletě	Kartonů na paletě
E3	1.20 x 0.80 x 1.91	4	4	16

Informace

Je odpovědností zaměstnavatele posoudit rizika daného pracovního úkolu a vybrat pro něj odpovídající utěrky. Výrobce společnost Kimberly-Clark odmítá veškerou odpovědnost za nesprávný výběr uterek uvedených v této příručce nebo za jejich špatné použití. Všechny zde uvedené informace jsou v době svého zveřejnění správné, legislativa týkající se osobního ochranného vybavení se nicméně neustále upravuje a může se v průběhu platnosti této příručky změnit. Odpovídajícím způsobem se mohou změnit i technické údaje produktu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se produktu uvedených v této příručce nebo jejich vhodnosti pro určitý pracovní úkol, doporučujeme vám, abyste se obrátili na INFOFAX. Použité ochranné vybavení vždy likvidujte bezpečným a vhodným způsobem v souladu s evropskými, vnitrostátními a místními předpisy pro životní prostředí.

Webová stránka	www.kcprofessional.com	Infobox detaily	infofax@kcc.com
Číslo zákaznického servisu	Pro více informací se prosím v úředních hodinách obraťte na zákaznický servis +420 226 214 094		
Země původu	UNITED KINGDOM		