


Technický list

Produkt	Složení	Rozměry (mm)	Specifikace
Inkontinenční podložky 	1.vrstva - netkaná textílie 2.vrstva: savá drť a SAP 3.vrstva: nepropustná neklouzavá PE fólie	40x60cm	Savost>620ml, hmotnost: 30g, SAP: 2g
		60x60cm	Savost>1150ml, hmotnost: 55g, SAP: 3,5g
		60x90cm	Savost>1680ml, hmotnost 90g, SAP: 6g
		60x90cm	Savost>1480ml, hmotnost 85g, SAP: 5g

Podložky pod pacienty

- s nepropustnou neklouzavou vnější fólií
- po celém obvodu uzavřená
- obsahuje superabsorbent
- vnitřní povrch je jemný a nedráždivý, nedochází k jeho žmolování
- savé jádro je vyrobeno z bílé nerecyklované buničiny
- celoplošné překrytí netkaným textilem i přes okraj fólie
s úhlopříčným ražením (výlisem)
- podložky jsou dostatečně pevné, netrhají se

Primární balení

- pro rozměry 40 x 60 cm po 20 ks
- pro rozměry 60 x 60 cm po 20 ks
- pro rozměry 60 x 90 cm po 15ks

Distributor:

Black Storm s.r.o.

Pod vrstevnicí 1529/18, Krč, 140 00 Praha 4

IČ: 27937194 www.blacstorm.cz

Libor Ryneš – jednatel