

# ASPIRAČNÍ TRNY

## pro vícenásobné odběry a injekce lékových roztoků



**ZELENÝ ASPIRAČNÍ TRN** s bakteriálním vzduchovým filtrem pro aseptické zavzdušnění roztoku v láhvi

**MODRÝ ASPIRAČNÍ TRN** s bakteriálním vzduchovým a kapalinovým partikulárním filtrem 5 µm pro ochranu před průnikem částic

- pohodlná obsluha uzávěru jednou rukou
- úzký a krátký napichovací trn pro snadné propíchnutí tvrdých zátek
- Luer Lock konektor
- výrobek a obal bez latexu a PVC

Kód	Název	Počet ks v balení	Počet ks v kartonu
CHF-CS01	Aspirační trn zelený–bakteriální vzduchový filtr	25	400
CHF-CS05	Aspirační trn modrý–bakteriální vzduchový filtr a kapalinový partikulární filtr 5 µm	25	400