

STERILNÍ DVOUDÍLNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

Výrobek odpovídá normě EN ISO 7886-1.

Luer Slip špička: Koncentrická (2 ml)

Excentrická (5, 10 a 20 ml)

Protiskluzové opatření na úchopových částech.

Bezpečnostní zarážka pístu.

Vysoká průhlednost válce pro kvalitní vizualizaci obsahu stříkačky.

Černá stupnice pro ideální kontrast a čitelnost.

Bílý píst.



Kód	Název výrobku	Specifikace
HS1420201	Injekční stříkačka 2-dílná, bez jehly, 2ml, 100ks	bal=100ks kart=25bal min=1bal
HS1420501	Injekční stříkačka 2-dílná, bez jehly, 5ml, 100ks	bal=100ks kart=18bal min=1bal
HS1421001	Injekční stříkačka 2-dílná, bez jehly, 10ml, 100ks	bal=100ks kart=12bal min=1bal
HS1422001	Injekční stříkačka 2-dílná, bez jehly, 20ml, 100ks	bal=100ks kart=8bal min=1bal



PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Fakturační adresa:

Juárezova 17
160 00 Praha 6

Kontaktní adresa:

Novodvorská 136
142 00 Praha 4

telefon: +420 221 595 111

email: info@promedica-praha.cz

www.promedica-praha.cz