

## Digitální klinický teploměr SC 28 flex

SC 28 flex



### Digitální klinický teploměr SC 28 flex

- rychlé měření teploty v délce 10 sekund
- flexibilní špička,
- funkce alarm při horečce,
- uložení poslední naměřené hodnoty,
- pípnutí na konci měření,
- voděodolný,
- k dispozici v 5-ti barevných odstínech.

Digitální klinický teploměr SC 28 flex je rychle čitelný maximální teploměr, tj. nejvyšší teplota je zobrazena po 10 sekundách. Poslední naměřená hodnota je uložena.

Teploměr má funkci „alarm při horečce“. Je-li naměřená teplota lidského těla 37,5 C, krátká pípnutí v rychlém sledu a současně blikající displej signalizují horečku.

Poslední naměřená hodnota je uložena. Chcete-li zobrazit poslední hodnotu, stiskněte a podržte tlačítko po dobu nejméně tří sekund. Po uvolnění tlačítka je teploměr připraven k dalšímu měření.

Teploměr je balen v průhledném plastovém pouzdře a můžete si vybrat z 5-ti různých barev: modré, zelené, červené, oranžové a žluté.

