





Containerfilter für Aesculap-Container



Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Aesculap-Container nach ISO 11607-1. Der Containerfilter ist zum Einmalgebrauch und nicht wiederaufbereitbar.

Produktaufbau:	Sterilisationspapier krepp weiß, 60 g/m ² nach ISO 11607-1		
Toxizität:	eine toxische Wirkung ist nicht bekannt		
Latex:	latexfrei		
Aufdruck:	Druckerfarbe: 1/0-fbg., schwarz, sterilisationsecht		
Indikator:	* mit Dampfindikator Typ 1, Farbumschlag von rosa nach dunkelbraun entspricht der Norm: EN ISO 11140-1:2014 Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Chemische Indikatoren – Teil 1: Allgemeine Anforderungen		
Sterilisationsverfahren:	STEAM (Dampf)	<input checked="" type="checkbox"/> geeignet	<input type="checkbox"/> ungeeignet
	EO (Ethylenoxid)	<input type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> ungeeignet
	FORM (Formaldehyd)	<input type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> ungeeignet
	VH ₂ O ₂ (Plasma)	<input type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> ungeeignet
Kompatibilitätshinweise:	AESCLAP:	<input checked="" type="checkbox"/> geeignet	<input type="checkbox"/> ungeeignet
	WAGNER:	<input type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> ungeeignet
	MARTIN:	<input type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> ungeeignet
	MEDICON:	<input type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> ungeeignet
RDG-tauglich:	Nein		
Medizinprodukt:	Ja		

REF	Format in mm	Beschreibung
01140	Ø 190	Rundfilter mit Dampfindikator, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß
01152	Ø 190	Rundfilter mit Dampfindikator, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß
01141	Ø 190	Rundfilter ohne Indikator, Lochstanzung Ø 6 mm, weiß
01148	118 x 235	Kleinset-Filter mit Dampfindikator, rechteckig, mit spitzen Ecken, weiß
01186	118 x 235	Kleinset-Filter ohne Indikator, rechteckig mit spitzen Ecken, weiß
01317	170 x 230	Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken, weiß
01153	230 x 230	Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit abgeschrägten Ecken, weiß
01142	230 x 230	Rechteckfilter ohne Indikator, mit abgeschrägten Ecken, weiß
01149	230 x 230	Rechteckfilter, ohne Indikator, mit spitzen Ecken, weiß

01140/01152

01141

01148

01186

01317

01153



01142

01149


Container filters for Aesculab-Containers

Disposable paper container filter for Aesculap containers according to ISO 11607-1. The container filter is disposable and non-recyclable.

Product structure:	sterilization crepe paper white, 60 g/m ² according to ISO 11140-1		
Toxicity:	A toxic effect is not known		
Latex:	Not made with natural rubber latex		
Imprint:	print colour: 1/0-colour, black, sterilizable		
Indicator:	* with type 1 steam indicator, colour changes from pink to dark brown in accordance with: EN ISO 11140-1:2014 Sterilization of healthcare products - Chemical indicators - Part 1: General requirements		
Sterilization procedure:	STEAM (steam)	<input checked="" type="checkbox"/> suitable	<input type="checkbox"/> not suitable
	EO (Ethylene oxide)	<input type="checkbox"/> suitable	<input checked="" type="checkbox"/> not suitable
	FORM (Formaldehyde)	<input type="checkbox"/> suitable	<input checked="" type="checkbox"/> not suitable
	VH2O2 (Plasma)	<input type="checkbox"/> suitable	<input checked="" type="checkbox"/> not suitable
Compatibility notes:	AESCULAP:	<input checked="" type="checkbox"/> suitable	<input type="checkbox"/> not suitable
	WAGNER:	<input type="checkbox"/> suitable	<input checked="" type="checkbox"/> not suitable
	MARTIN:	<input type="checkbox"/> suitable	<input checked="" type="checkbox"/> not suitable
	MEDICON:	<input type="checkbox"/> suitable	<input checked="" type="checkbox"/> not suitable
RDG-suitable:	No		
Medical device:	Yes		


REF	Format in mm	Description
01140	Ø 190	Round filter with steam indicator, hole punched central Ø 6 mm, white
01152	Ø 190	Round filter with steam indicator, hole punched central Ø 6 mm, white
01141	Ø 190	Round filter without indicator, punched hole Ø 6 mm, white
01148	118 x 235	Small set filter with steam indicator, rectangular, with pointed corners, white
01186	118 x 235	Small set filter without indicator, rectangular, with pointed corners, white
01317	170 x 230	Rectangular filter, with steam indicator, with pointed corners, white
01153	230 x 230	Rectangular filter, with steam indicator, with bevelled corners, white
01142	230 x 230	Rectangular filter, without indicator, with bevelled corners, white
01149	230 x 230	Rectangular filter, without indicator, with pointed corners, white

01140/01152

01141

01148

01186

01317

01153

01142

01149
