



Reinigungsbürsten



Material:	Draht Edelstahl; Borsten Polyamid 6 (PA)
Toxizität:	Eine toxische Wirkung ist nicht bekannt
Latex:	latexfrei
Verwendbarkeit:	dauerhaft verwendbar
Hitzebeständig:	bis 134 °C
RDG-tauglich:	Ja
Medizinprodukt:	Ja

REF	Bürstenkopf Ø in mm	Bürstenkopflänge in mm	Gesamtlänge in mm	Schutzkappe
09339	2,0	100	300	Nein
09342	2,0	60	350	Nein
09308	2,5	50	300	Nein
09340	2,5	100	300	Nein
09343	2,5	80	400	Nein
09050	2,5	30	500	Nein
09313	2,5	50	610	Nein
09341	3,0	100	300	Nein
09344	3,0	100	450	Nein
09335	3,5	100	250	Nein
09346	3,5	35	500	Nein
09345	4,0	100	500	Ja
09745	4,0	80	400	Ja
09052	4,0	100	300	Ja
09336	5,0	100	250	Ja
09306	5,0	100	300	Ja
09318	5,0	80	405	Ja
09324	5,0	35	500	Ja
09312	5,0	100	610	Ja
09317	5,0	100	650	Ja
09365	5,0	100	850	Ja
09053	6,0	100	300	Ja
09307	7,0	100	300	Ja
09051	7,0	80	350	Ja
09058	7,0	50	405	Ja
09068	7,0	100	500	Ja
09311	7,0	100	610	Ja
09316	7,0	100	650	Ja
09054	8,0	100	300	Ja
09746	8,0	80	400	Ja
09055	10,0	100	300	Ja
09747	10,0	80	400	Ja
09499	10,0	50	405	Ja
09310	10,0	100	610	Ja
09315	10,0	100	650	Ja
09309	12,0	100	610	Ja
09314	12,0	100	650	Ja
09056	15,0	100	300	Ja
09066	15,0	100	800	Ja
09332	20,0	100	500	Ja
03059	30,0	80	300	Ja
09334	40,0	60	500	Ja
09083	50,0	100	1400	Ja

Cleaning brushes



Material:	Wire stainless steel; Bristles Polyamide 6 (PA)
Toxicity:	A toxic effect is not known
Latex:	not made with natural rubber latex
Use:	durable material
Heat resistant:	up to 134 °C
RDG-suitable:	Yes
Medical device:	Yes

REF	Brush head Ø in mm	Brush length in mm	total length in mm	protection cap
09339	2.0	100	300	No
09342	2.0	60	350	No
09308	2.5	50	300	No
09340	2.5	100	300	No
09343	2.5	80	400	No
09050	2.5	30	500	No
09313	2.5	50	610	No
09341	3.0	100	300	No
09344	3.0	100	450	No
09335	3.5	100	250	No
09346	3.5	35	500	No
09345	4.0	100	500	Yes
09745	4.0	80	400	Yes
09052	4.0	100	300	Yes
09336	5.0	100	250	Yes
09306	5.0	100	300	Yes
09318	5.0	80	405	Yes
09324	5.0	35	500	Yes
09312	5.0	100	610	Yes
09317	5.0	100	650	Yes
09365	5.0	100	850	Yes
09053	6.0	100	300	Yes
09307	7.0	100	300	Yes
09051	7.0	80	350	Yes
09058	7.0	50	405	Yes
09068	7.0	100	500	Yes
09311	7.0	100	610	Yes
09316	7.0	100	650	Yes
09054	8.0	100	300	Yes
09746	8.0	80	400	Yes
09055	10.0	100	300	Yes
09747	10.0	80	400	Yes
09499	10.0	50	405	Yes
09310	10.0	100	610	Yes
09315	10.0	100	650	Yes
09309	12.0	100	610	Yes
09314	12.0	100	650	Yes
09056	15.0	100	300	Yes
09066	15.0	100	800	Yes
09332	20.0	100	500	Yes
03059	30.0	80	300	Yes
09334	40.0	60	500	Yes
09083	50.0	100	1400	Yes