

## Dispos-A-Glove™

Sterilní syntetické vyšetřovací rukavice

Datum vydání: 5. 3. 2020

### POPIS VÝROBKU

<b>Materiál</b>	Ethylen-vinyl-acetátový film
<b>Barva</b>	Transparentní
<b>Tvar</b>	Pro obě ruce
<b>Manžeta</b>	Neobroubená nepřiléhavá manžeta
<b>Vnější povrch</b>	Hladký
<b>Vnitřní povrch</b>	Hladký

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

<b>Tloušťka (1 vrstva)</b>	Prst	0,030
<b>Obvyklá průměrná hodnota (mm)</b>	Dlaň	0,030
	Manžeta	0,030
<b>Minimální délka (mm)</b>	273	
<b>Pevnost (průměrná hodnota)</b>	před zestárnutím	po zestárnutí
<b>Protažení do roztržení (%)</b>	520	400
<b>Síla při roztržení (N)</b>	2	1,6

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

<b>Balení</b>	14 x 100 rukavic / 1 400 rukavic v boxu nebo 14 x 50 párů / 700 párů v boxu
<b>Skladovatelnost</b>	3 roky
<b>Pokyny pro skladování</b>	Uchovávejte mimo přímé sluneční záření. Uchovávejte na chladném a suchém místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ozónu nebo zapálení.

### REFERENCE VÝROBKU

Velikost / kód výrobku	100 rukavic	50 rukavic
<b>malé</b>	MDG601	<b>malé</b> MDG651
<b>střední</b>	MDG701	<b>střední</b> MDG751
<b>velké</b>	MDG801	<b>velké</b> MDG851

### HLAVNÍ PARAMETRY A VÝHODY

- Dobrá citlivost dotyku
- Bez latexu
- Snižuje riziko alergie typu IV
- Předchází riziku alergie typu I
- Sterilní

### VÝROBA A BEZPEČNOSTNÍ NORMY

<b>AQL (otvory)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test na propustnost vody</li> <li>• Splňuje evropskou normu EN 455-1: Úroveň kontroly I AQL 1,5</li> </ul>
<b>Obsah bílkovin</b>	Nevztahuje se: neobsahuje latex z přírodního kaučuku
<b>Primární podráždění kůže</b>	Považuje se za zanedbatelně dráždivé podle ISO 10993-10
<b>Senzibilizace kůže</b>	Žádný důkaz opožděné kožní senzibilizace následkem kontaktu podle ISO 10993-10
<b>Pronikání virů</b>	Splňuje ASTM F 1671 s použitím Phi X 174
<b>Sterilizace</b>	Ozářeno minimálně 20 kGy gama zářením
<b>Označení CE</b>	Zdravotnický prostředek: Třída I sterilní
<b>Splnění norem pro výrobky</b>	EN 455, části 1, 3
<b>Výrobní normy</b>	EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485
<b>Registrující orgán</b>	2797

### PIKTOGRAMY



BEZ LATEXU Z KAUCUKU

### Ansell Healthcare Europe N.V. (evropská centrála)

Riverside Business Park, Blok J

Boulevard International 55, 1070 Brusel, Belgie

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax odd. služeb pro zákazníky +32 (0) 2 528 74 03 <http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)