

DISPOS-A-GLOVE® Sterilní páry

Produktová řada Essential

Syntetické sterilní bezpudrové vyšetřovací rukavice balené v párech, ideální pro krátké sterilní postupy

Tyto sterilní syntetické rukavice jsou vyrobeny z kopolymerních materiálů (ethylenvinylacetátový film), což zajišťuje dobrou dotykovou citlivost. Jsou doporučovány k použití osobami s alergií na latex z přírodního kaučuku, při sterilních (nechirurgických) vyšetřeniích a mohou být použity také jako vnitřní rukavice pro zvýšenou ochranu.

HLAVNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:

- Baleno po párech sterilních rukavic v sáčku
- Opatřeno podkladovým papírem pro snadné navlékání
- Nákladově úsporná syntetická alternativa pro sterilní použití
- Ochrana před alergií na latex typu I

Doporučeny pro

- Sterilní postupy prováděné mimo operační sál
- Krátké vyšetřovací postupy s nízkou mírou rizika
- Ochrana zdravotníků a pacientů před alergií na latex typu I



DISPOS-A-GLOVE® Sterilní páry

Produktová řada Essential

INFORMACE O VÝROBKU

Materiál	EVA (Ethylvinylacetát)	Není vyrobeno z latexu z přírodního kaučuku	Ano
Barva	Bez záznamu	Délka manžety	Standardní
Obsah pudru	Bezpudrové	Vnější povrch rukavic	Hladký
Nepřítomnost dírek (úroveň kontroly I)	1,5 AQL	Tloušťka v oblasti dlaně (mm/mil)	0,03 / 1,2
Tloušťka v oblasti prstů (mm/mil)	0,03 / 1,2	Prevence alergie	Latex (typ I)
Dostupné velikosti	S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9)	Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne
Sterilní	Ano	Antistatické	Netestováno
Délka rukavice (mm/palce)	278 / 10,9	Segmentace výrobku	Produktová řada Essential

INFORMACE O VÝROBKU

Velikost	L (8,5 - 9)	M (7,5 - 8)	S (6,5 - 7)
Kód výrobku Ansell	MDG851	MDG751	MDG651

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	1 pár / papírový sáček; 50 sáčků v boxu; 14 boxů v kartonu/krabici
Skladovatelnost	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční záření; uchovávejte na chladném a suchém místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ozónu nebo zapálení.

NORMY A CERTIFIKACE



Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika Tel.
USA: 800 952 9916 Tel.
Kanada: 1-844-494-
7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55-11-3356-3100
Email:
luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asie / Tichomoří
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com