




Silikonový Foley katetr s tepelným senzorem

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Díky svému designu lze použít před, během i po operaci
- Barevné odlišení pro přesnou identifikaci velikostí
- Konektor s pozitivním zámekem pro bezpečné zapojení kabelu
- Plná kompatibilita s většinou monitorů
- Kompletní nabídka velikostí: 6-18Fr
- 100% silikon snižuje rizika uretritidy či alergie na latex
- Senzory ani dráty neobsahují kovové částice

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU

Kód	Popis
MN-0106	6FR
MN-0108	8FR
MN-0110	10FR
MN-0112	12FR
MN-0114	14FR
MN-0116	16FR
MN-0118	18FR
ZF-0300	Interface cable-Universal
ZF-0301	Interface cable-HP
ZF-0302	Interface cable-Siemens



PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 136, 142 00 Praha 4
tel.: +420 221 595 111
im@promedica-praha.cz

www.promedica-praha.cz

CE
0123