

TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **Kontejner na kontaminovaný odpad 1,0 L**

Katalogové číslo: **457188**

Popis výrobku:

Žlutá kruhová nádoba s červeným víkem. Pevné víčko ve víku může být uzavřeno dočasně, nebo nastálo. Víko je vybaveno mechanismem pro manipulaci s ostrými předměty. Nádoba je vysoce odolná proti propíchnutí a prasknutí, a odpovídá normě ČSN EN ISO 23907. Nádoba splňuje požadavky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Na základě certifikátu shody číslo 135/21 vydaného společností IMET byl nádobě přidělen mezinárodně platný UN kód a nádoba je označena bezpečnostní značkou UN3291. Nádoba je vhodná k likvidaci spálením a při jejím spalování se neuvolňují sloučeniny chloru nebo fluoru ani jiné škodlivé látky. Nádoba je odolná proti teplotním výkyvům. Nádoba je opatřena štítkem "nebezpečný odpad" se symboly podle platné legislativy.

Základní údaje o výrobku

Materiál	PP (Polypropylen Mosten MA 712)
Konstrukční typ	Yannick Box řada medius
Objem	1 L
Výška	105 mm
Průměr horního dílu	143 mm
Průměr spodního dílu	120 mm
Hmotnost	88 g
Přípustná plnicí hmotnost	300 g
Maximální plnění	80%
UN kód	1H2/Y/0,5/S/****/CZ/YANNICK-IMET 1438

Určení výrobku

Nádoby jsou určeny pro shromažďování a transport nebezpečného odpadu včetně infekčního odpadu a ostrého odpadu ze zdravotnických a jim podobných zařízení.



Zpracoval: Jindřich Straka / tel.: 720 964 831