

# SUPER

## Changshu Super Medical Equipment Co.,Ltd

Building 2, No.1 Taikang Road, Industrial Park, North Region of Zitang Town 215531 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

Překlad z anglického jazyka

### OSVĚDČENÍ O KONTROLE

VÝROBEK: REKTÁLNÍ ROURKA			MNOŽSTVÍ: 6 080 KS		
VELIKOST: FR18-FR28					
Č. ŠARŽE: 20210910			DATUM STERILIZACE: 11.10. 2021	DATUM KONTROLY: 13.10. 2021	
DATUM VÝROBY: 09. 2021			DATUM EXPIRACE: 09. 2026		
POČET VZORKŮ: 32 KS			DATUM ZPRÁVY: 15.10. 2021	ODZKOUŠEL/A: Q/320483SBY010-1999	
KATEGORIE	ZKOUŠENÉ VLASTNOSTI		SPECIFIKACE	TECHNICKÝ POŽADAVEK	Výsledek zkoušky
B	4.3	Pevnost připojení	FR6-FR8	Neodděluje se při tlaku 5 N 1min	Vyhovuje
			FR10-FR16	Neodděluje se při tlaku 15 N 1min	Vyhovuje
			FR18-FR30	Neodděluje se při tlaku 40 N 1min	Vyhovuje
	4.4	HADIČKA	Při tlaku 40 Kpa netvoří smyčky	Vyhovuje	
C	4.2	Vzhled	Neporušený	Vyhovuje	
	4.1	Délka hadičky	400 ± 10	400,5 — 405,8	
	4.7	STERILITA	Měla by vyhovovat	Vyhovuje	

Závěr: Vyhovuje.

ZKOUŠKU PROVEDL/A: KEPING ZHANG

ZKONTROLOVAL/A: FEI TAO



# **SUPER**

## **Changshu Super Medical Equipment Co.,Ltd**

Building 2, No.1 Taikang Road, Industrial Park, North Region of Zhitang Town 215531 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

---

### **Určené použití a návod k použití rektální rourky**

**1. Určené použití:** Rektální rourka se používá s aplikátorem k vyprázdnění intestinálního traktu.  
Jedná se o prostředek na jedno použití.

### **2. Návod:**

Rektální rourka je vyrobena z PVC určeného k použití ve zdravotnických prostředcích.

- Hadička má délku 40 cm, je transparentní, vyrobena z netoxického PVC
- Má uzavřený zaoblený konec a dva boční otvory
- Barevné koncovky pro rozlišení velikosti
- Sterilizace EO
- Vyberte vhodnou rourku.
- Potřete distální konec lubrikantem.
- Naplňte rourku tekutým parafínem, abyste vytlačili vzduch z trubičky, a zabránili tak vniknutí vzduchu do tračnicku
- Uchopte rourku, zaveďte rektální rourku do tračnicku asi 10 – 15 cm, pokud volně neprochází, vstříkněte trochu kapalin, trochu povytáhněte, pootočte rourku a znovu ji zaveďte.
- Nepřerušované použití nesmí trvat déle než 60 minut.

### **3. Upozornění:**

- Pouze na jedno použití, po použití zlikvidujte.
- Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený.
- Pokud se výrobek použije opakovaně, může dojít k reinfekci nebo k nozokomiální infekci.
- Výrobek obsahuje DEHP; není vhodný k použití pro děti a těhotné či kojící ženy.
- Neskladujte v toxických či škodlivých podmínkách ani v podmínkách způsobujících korozi.
- Skladovatelnost je 5 let. Nepoužívejte po uplynutí 5 let.
- Nepoužívejte výrobek, pokud se uvnitř obalu nebo na výrobku objeví nějaké látky, částice či znečištění



# ***SUPER***

## **Changshu Super Medical Equipment Co.,Ltd**

Building 2, No.1 Taikang Road, Industrial Park, North Region of Zhitang Town 215531 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

---

### **Velikosti a kódy odsávacích katétrů**

ZMCRT06	FR06	Rektální rourka FR06
ZMCRT08	FR08	Rektální rourka FR08
ZMCRT10	FR10	Rektální rourka FR10
ZMCRT12	FR12	Rektální rourka FR12
ZMCRT14	FR14	Rektální rourka FR14
ZMCRT16	FR16	Rektální rourka FR16
ZMCRT18	FR18	Rektální rourka FR18
ZMCRT20	FR20	Rektální rourka FR20
ZMCRT22	FR22	Rektální rourka FR22
ZMCRT24	FR24	Rektální rourka FR24
ZMCRT26	FR26	Rektální rourka FR26
ZMCRT28	FR28	Rektální rourka FR28
ZMCRT30	FR30	Rektální rourka FR30

